



FICHA TECNICA

**BOLSAS
MIXTAS**

BOP TI



TIPO	Envases mixtos pelables para esterilización
REFERENCIA	Tabla Anexa
COMPOSICION	Formados de una cara de papel de Grado Médico "Premium" de 60 gramos de gran resistencia, con un tratamiento único que aporta mayor resistencia y otra de film plástico transparente coloreado en lila, provista de 3 indicadores químicos de proceso para esterilización impresos en el papel bajo las soldaduras.
PROCESADO	Aptas para Vapor de agua, Óxido de Etileno y Formaldehído
APLICACIÓN	Para el envasado de dispositivos médicos en general.
ALMACENAJE	Mantener en lugar fresco y seco, lejos de agentes esterilizantes, conservar en el embalaje original hasta el momento de uso o el mayor tiempo posible.
CONFORMIDAD	ISO 11607 -1 Y 2; EN 868-5.
MARCADO CE	SI - Producto Sanitario Clase 1 (RD./2.023)-MDR745/2017



PROPIEDADES	NORMA	VALOR
Papel de Grado Médico "Premium"	ISO 536	60gr/m ²
Film Poliéster – Polipropileno (12/40 µm)	ISO 536	53gr/m ²
Deslaminación del film	EN 868-5 anexo A	Exento
Ancho de soldaduras	EN 868-5 anexo C	>9mm.
Indicador de proceso Vapor de agua (Tipo 1)	ISO 11140-1	Rosa - Marrón
Indicador de proceso Óxido de Etileno (Tipo 1)	ISO 11140-1	Azul - Verde
Indicador de proceso Formaldehído (Tipo 1)	ISO 11140-1	Rosa - Verde
Pelabilidad (arranque de fibras)	EN 868-5 anexo C	< 10mm
Tolerancia en medidas ancho	EN 868-5 anexo E	± 3mm
Tolerancia en medidas longitud	EN 868-5 anexo E	± 10mm
Temperatura de sellado	EN 868-5 -4.7. a	170º - 185º C
Presión de sellado	EN 868-5 -4.7. a	90-120 N/mm ²
Caducidad	5 años desde la fecha de fabricación	
Almacenaje recomendado	10-30º C – 30-60% de humedad relativa	



FICHA TECNICA

TABLA DE MEDIDAS STANDARD

REFERENCIA BOP TI	MEDIDAS BOP TI	UNIDADES / CAJA
11BAMF7520	075 x 200	1600
11BAMF7525	075 x 250	3600
11BAMF7527	075 x 270	3600
11BAMF7530	075 x 300	1200
11BAMF7540	075 x 400	1200
11BAMF7558	075 x 580	1000
11BAMF1020	100 x 200	2000
11BAMF1025	100 x 250	1800
11BAMF1027	100 x 270	1800
11BAMF1030	100 x 300	1200
11BAMF1042	100 x 420	1200
11BAMF1225	120 x 250	1600
11BAMF1235	120 x 350	2000
11BAMF1240	120 x 400	1200
11BAMF1250	120 x 500	1200
11BAMF1252	120 x 520	1500
11BAMF1255	121 x 550	1000
11BAMF1520	150 x 200	1200
11BAMF1527	150 x 270	1000
11BAMF1532	150 x 320	1000
11BAMF1535	150 x 350	1500
11BAMF1540	150 x 400	1000
11BAMF1622	160 x 220	1200
11BAMF1660	160 x 600	800
11BAMF2128	210 x 280	1000
11BAMF2132	210 x 320	1000
11BAMF2136	210 x 360	1000



FICHA TECNICA

REFERENCIA BOP TI	MEDIDAS BOP TI	UNIDADES / CAJA
11BAMF2140	210 x 400	600
11BAMF2142	210 x 420	600
11BAMF2145	210 x 450	600
11BAMF2160	210 x 600	500
11BAMF2175	210 x 750	500
11BAMF2536	250 x 360	1000
11BAMF2538	250 x 380	1000
11BAMF2542	250 x 420	600
11BAMF2550	250 x 500	500
11BAMF2735	270 x 350	500
11BAMF2745	270 x 450	500
11BAMF2775	270 x 750	500
11BAMF3036	300 x 360	500
11BAMF3042	300 x 420	500
11BAMF3050	300 x 500	500
11BAMF3245	320 x 450	600
11BAMF3250	320 x 500	500
11BAMF3255	320 x 550	400
11BAMF3260	320 x 600	400
11BAMF3850	380 x 500	400
11BAMF3860	380 x 600	400
11BAMF4260	420 x 600	500

Si desean formatos de diferentes medidas a las reseñadas, por favor, consultar.