



FICHA TECNICA

BOLSAS MIXTAS CLEANTEX



TIPO	Envases Pelables de alta resistencia para esterilización
REFERENCIA	Tabla Anexa
COMPOSICION	Formados de una cara de papel Tejido sin Tejer y otra de film plástico transparente coloreado, provista de indicadores químicos para esterilización impresos en el interlaminado del film.
PROCESADO	Con indicador de proceso para Vapor de Agua.
APLICACIÓN	Para el envasado de dispositivos médicos en general. Especialmente indicadas para cargas pesadas o muy voluminosas. Compatible con procesos de esterilización por Vapor de Agua, Óxido de Etileno y Formaldehído.
ALMACENAJE	Mantener en lugar fresco y seco, lejos de agentes esterilizantes, conservar en el embalaje original hasta el momento de uso o el mayor tiempo posible.
CONFORMIDAD	ISO 11607 -1 Y 2; EN 868-5.
FABRICACION	Unión Europea (Francia)
MARCADO CE	SI - Producto Sanitario Clase 1 (RD.1591/2.009)



PROPIEDADES	NORMA	VALOR
Papel Tejido sin Tejer celulosa 96% Poliéster 4%	ISO 536	58gr/m ²
Film Poliéster – Polipropileno (12/40 µm)	ISO 536	53gr/m ²
Deslaminación del film	EN 868-5 anexo A	Exento
Ancho de soldaduras	EN 868-5 anexo C	>9mm.
Indicador de proceso Vapor de agua (Clase 1)	ISO 11140-1	Rosa - Marrón
Resistencia del sellado en seco	ISO 1924-2	>1.5 N/15mm
Resistencia del sellado en húmedo	ISO 1924-2	>1.2 N/15mm
Pelabilidad (arranque de fibras)	EN 868-5 anexo C	< 10mm
Tolerancia en medidas ancho	EN 868-5 anexo E	± 3mm
Tolerancia en medidas longitud	EN 868-5 anexo E	± 10 mm
Temperatura de sellado	EN 868-5 -4.7. a	170º - 185º C
Presión de sellado	EN 868-5 -4.7. a	90-120 N/mm ²
Caducidad	5 años desde la fecha de fabricación	
Almacenaje recomendado	10-30º C – 30-60% de humedad relativa	

GALL-ESTERIL, S.L.
Ciudad del Transporte, Nave nº 25 – Políg. Ind. Del Tambre
Tlf.: 981580770 // Fax: 981576013
Aptdo. Correos nº 196 – 15890 – SANTIAGO
Correo electrónico: info@gallesteril.com
<https://gallesteril.com>



FICHA TECNICA

PROGRAMA DE MEDIDAS STANDARD


CÓDIGO	MEDIDAS	UNIDADES/CAJA
482S220450	220 x 450 mm	500
482S285350	285 x 350 mm	800
482S285450	285 x 450 mm	500
482S285750	285 x 750 mm	400
482S320550	320 X 550 mm	300
482S420600	420 x 600 mm	300
482S42118	420 x 1180 mm	200
482S480640	480 x 640 mm	250
482S480750	480 x 750 mm	250
482S660900	660 x 900 mm	200
482S750120	750 x 1200mm	200

Si desean formatos de diferentes medidas a las reseñadas, por favor, consultar.



FICHA TECNICA

CLEANTEX SI BAGS



Escala 1:5	
Index	Modelled by
0	Created by
	Checked by
	LB
	BF
	Designation
	Material
	Quantity
	Unit
	Remarks
	Signature
	Date

*Information given for reference purposes only.
Depending on the nature of the DM to be packaged,
the protective packaging may require a size larger
than what is indicated in the correspondance below.

Item code	Product size
48S220450	220x450mm
48S285350	285x350mm
48S285450	285x450mm
48S285750	285x750mm
48S320550	320x550mm
48S420600	420x600mm
48S420118	420x1180mm
48S480640	480x640mm
48S480750	480x750mm
48S60900	600x900mm
48S750120	750x1200mm