




FICHA TECNICA

BOLSAS ULTRA



TIPO	Envases pelables de alta resistencia para esterilización
REFERENCIA	Tabla Anexa
COMPOSICION	Formadas por una cara con una lámina de fibra de poliolefina y otra de film plástico transparente (Poliéster-Polipropileno)
PROCESADO	Compatibles con TODOS los sistemas de esterilización
APLICACIÓN	Para el envasado de dispositivos médicos en general, especialmente para bandejas, cajas y cestas pesadas o con aristas o elementos cortantes o punzantes.
ALMACENAJE	Mantener en lugar fresco y seco, lejos de agentes esterilizantes, conservar en el embalaje original hasta el momento de uso o el mayor tiempo posible.
CONFORMIDAD	ISO 11607 -1 Y 2; EN 868-5.
MARCADO CE	SI - Producto Sanitario Clase 1 (RD.1591/2.009)



PROPIEDADES	NORMA	VALOR
Lámina de Polipropileno trilaminado calandrado	ISO 536	93gr/m ²
Film Poliéster – Polipropileno (12/40 µm)	ISO 536	53gr/m ²
Deslaminación del film	EN 868-5 anexo B	Exento
Ancho de soldaduras	EN 868-5 anexo C	>9mm.
Indicador de proceso para Vapor	ISO 11140-1	Rosa a marrón
Resistencia del sellado en seco	ISO 1924-2	>3.5 N/15mm
Resistencia del sellado en húmedo	ISO 1924-2	>3.5 N/15mm
Pelabilidad (arranque de fibras)	EN 868-5 anexo C	0 -Libre de fibra
Tolerancia en medidas ancho	EN 868-5 anexo E	± 3mm
Tolerancia en medidas longitud	EN 868-5 anexo E	± 10mm
Temperatura de sellado	EN 868-5 -4.7. a	145 - 155º C
Presión de sellado	EN 868-5 -4.7. a	90-120 N/mm ²
Caducidad	5 años desde la fecha de fabricación	
Almacenaje recomendado	10-30º C – 30-60% de humedad relativa	
Toxicidad y Látex	Exento	

GALL-ESTERIL, S.L.
 Ciudad del Transporte, Nave nº 25 – Políg. Ind. Del Tambre
 CP.: 15890 – SANTIAGO
 Tlf.: 981580770
 Correo electrónico: info@gallesteril.com
www.gallesteril.com



FICHA TECNICA

PROGRAMA DE MEDIDAS STANDARD

CÓDIGO	MEDIDAS	UNIDADES/CAJA
98ULT00830	80 x 300 mm	2000
98ULT01220	120 x 200 mm	1200
98ULT01240	120 x 400 mm	1000
98ULT01630	160 x 300 mm	1200
98ULT01650	160 x 500 mm	1000
98ULT02240	220 x 400 mm	500
98ULT02260	220 x 600 mm	400
98ULT02550	250 x 500 mm	500
98ULT02845	280 x 450 mm	500
98ULT02860	280 x 600 mm	300
98ULT03255	320 x 550 mm	300
98ULT03845	380 x 450 mm	400
98ULT03865	380 x 650 mm	300
98ULT03869	380 x 690 mm	300

Si desean formatos de diferentes medidas a las reseñadas, por favor, consultar.

GALL-ESTERIL, S.L.
Ciudad del Transporte, Nave nº 25 – Políg. Ind. Del Tambre
CP.: 15890 – SANTIAGO
Tlf.: 981580770
Correo electrónico: info@gallesteril.com
www.gallesteril.com