

Máxima protección contra los traumatismos de decúbito  
y tisulares en el quirófano.  
Las almohadillas y los apoyos Action® están probados  
clínicamente.

Action Products, Inc.

# ACTION®

## Body Smart® Solutions



Ciudad del Transporte, Nave nº 25 - Polígono Ind. del Tambre  
15890 - SANTIAGO  
Tlfno. 981580770  
correo: [info@gallesteril.com](mailto:info@gallesteril.com)

## Resumen


El cuidado de las úlceras de decúbito se ha convertido en un componente estándar del protocolo de cada hospital moderno. En 2008 los CMS definieron a las úlceras de decúbito intrahospitalarias (HAPU) como Incidentes prevenibles y esto marcó un punto de inflexión para la mayoría de los centros de salud.

Action, pionera en el uso de polímeros para el cuidado de las úlceras de decúbito, ha estado a la vanguardia de la educación de los profesionales y la industria de la salud durante más de cuarenta años. Nuestro polímero viscoelástico patentado Akton® continúa ofreciendo la mejor calidad a través de cientos de diseños Body Smart® que cuentan con la exclusiva superficie Shear Smart®. Diseñado para prevenir la obstrucción capilar mediante la redistribución de la presión, la mitigación de la tensión cizallamiento y la distribución uniforme del calor y la humedad, nuestro polímero reduce considerablemente el riesgo de padecer traumatismos tisulares. No muchos productos competidores pueden afirmar lo mismo.

Obtenga más información sobre cómo erradicar las úlceras de decúbito en los ensayos clínicos independientes y los recursos y programas educativos para su personal en [www.actionproducts.com](http://www.actionproducts.com).

## Cómo utilizar este catálogo

Utilice este completo catálogo para obtener las soluciones para el cuidado de las úlceras de decúbito que su centro de salud necesita. Recientemente modificamos nuestro catálogo para reflejar un énfasis renovado y fundamental en el control de los costos dentro del hospital. Todos sabemos lo difícil que es producir más con menos. Sin embargo, al adoptar un programa de productos básicos reutilizables con alto valor intrínseco, ¡su quirófano puede lograrlo!

Hemos identificado todos nuestros productos con VALOR intrínseco con una  a fin llamar su atención hacia los productos fundamentales que son clave a la hora de brindar un cuidado estándar básico y cumplir con todas las Pautas de colocación del paciente de la AORN. Para que

le resulte más práctico, hemos compilado la lista completa en el reverso del catálogo. Además, le ofrecemos de manera GRATUITA un estudio comparativo de costos que comprueba el VALOR de los ahorros logrado al adoptar modelo de cuidado a través de productos reutilizables.



Busque este símbolo en la parte inferior de cada página para identificar los productos relacionados con la prevención de úlceras de presión en áreas de alto riesgo.



## Cuatro factores principales que contribuyen a la aparición de úlceras de presión:

- Distribución irregular del peso
- Presión
- Tensión de cizallamiento
- Acumulación de calor y humedad

## Beneficios de los productos marca Action®:

- Excelente relación costo-beneficio
- Probados clínicamente
- No contribuyen a la proliferación bacteriana
- Biocompatible
- **Sepuedenutilizar durante el diagnóstico por imágenes**
- Limpieza fácil y rápida
- **Sin látex**
- Sin pérdidas
- Se comportan de misma manera que el tejido del paciente
- La más amplia selección de productos
- Se fabrican a medida

## ALMOHADILLAS PARA QUIRÓFANO

- Mencionadas por la AORN en sus prácticas recomendadas para prevenir las úlceras de decúbito.
- Redistribuyen la presión y reducen los efectos de la tensión de cizallamiento sobre toda la superficie de la mesa.
- Reducen el movimiento del paciente.
- Diseño simple y discreto.
- Polímero Akton® de 1/2" de máxima efectividad.

### Almohadilla para mesa quirúrgica para brazo con forma ergonómica

- Adecuada para extensas microcirugías de mano.

40330 32 x 24 x 1/2" 81,3 x 61 x 1,2 cm

### Cubierta para mesa quirúrgica de Mayo

- Utilizada en intervenciones ortopédicas.
- Amortigua el instrumental costoso.
- Estilo funda con base de goma.

40717 21 x 18 1/2 x 3/4" 53,3 x 47 x 1,6 cm

Funda

Ajustable

### Cubiertas desechables Action® para almohadillas

- Producto para controlar infecciones.
- Estilo funda y estilo sábana ajustable.
- Prolonga la vida útil de la almohadilla.
- Mejora la tasa de recambio de equipo del quirófano.
- Disponibles en grandes cantidades.

#### Estilo funda

40102 Diseñado para los modelos de almohadillas de mesa 40100 y 40101 Caja de 25

#### Estilo funda ajustable

40800 Diseñado para los modelos de almohadillas de mesa 40100 Caja de 25

40801 Diseñado para los modelos de almohadillas de mesa 40101 Caja de 25

40803 Diseñado para los modelos de almohadillas de mesa 40103 Caja de 25

40804 Diseñado para los modelos de almohadillas de mesa 40104 Juego de 3 piezas

40805 Diseñado para los modelos de almohadillas de mesa 40105 Unidad



### Almohadilla para quirófano Action® con recorte perineal

- Ideal para posición ginecológica.
- Amplia variedad de aplicaciones en todo tipo de quirófanos, en intervenciones regulares e intervenciones urológicas, en particular.

### Almohadilla para quirófano Action®, Juego de 3 piezas

- Se utiliza en mesas segmentadas.
- Incluye almohadillas para la sección de la cabeza, el torso y los pies.
- Reduce la presión y la tensión cortante sobre toda la superficie de la mesa.

### Almohadillas para quirófano Action®

- Están disponibles los tamaños estándar y a medida.

40101	Largo (Longitud total)	72 x 20 x 1/2"	183 x 50 x 1,3 cm
40100	Mediana	46 x 20 x 1/2"	117 x 50 x 1,3 cm
40105	Pequeño — Almohadilla para cadera	20 x 20 x 1/2"	50,8 x 50,8 x 1,3 cm
40103	Mediana con recorte	46 x 20 x 1/2" c/ recorte	117 x 50,8 x 1,3 cm c/ recorte
40104A	Cabeza	9 x 20 x 1/2"	22,9 x 50,8 x 1,3 cm
40104B	Torso	39 1/2 x 20 x 1/2"	100,3 x 50,8 x 1,3 cm c/ recorte perineal
40104C	Pies	20 x 20 x 1/2"	50,8 x 50,8 x 1,3 cm c/ recorte perineal



### Kits de reparación


Repare rápida y fácilmente pequeños cortes o rasguños en cualquier superficie de polímero.

KIT002 4 x 4" 10 x 10 cm KIT003 36 x 4" 91 x 10 cm

 - Producto de VALOR intrínseco fundamental para cualquier quirófano.

ALMOHADILLAS ACTION® DE LA SERIE DE ALTO RENDIMIENTO PARA MESA QUIRÚRGICA

- Superficie de tela antibacterial con elasticidad multidireccional.
- Superficie totalmente cubierta por una capa de polímero Akton® de 3/8".
- Capa intermedia de material viscoelástico.
- Base de espuma de alta densidad.
- Impermeable con costuras selladas.
- Cierres 100 % de velcro, sin costuras.
- Sistema de ventilación oculto patentado.
- Fácil de limpiar, sin costuras en los bordes.
- Disponible en varios espesores.
- Apoyabrazos disponibles.
- Están disponibles las almohadillas a medida. Comuníquese para obtener más información.



Almohadilla de Alto rendimiento de 3"  
Hombre: 5' 11" – 175 lb    Presión promedio (mmHg): 18,72    Temperatura en la sala: 68° Fahrenheit  
Equipo: Sistema de mapa de presión con FSA    Rango: 1–150 mmHg



Presentamos nuestras series de almohadillas para mesas quirúrgicas **Alto rendimiento** y **Alto rendimiento plus** que lo ayudarán a erradicar las úlceras de decúbito sin exceder su presupuesto.

Nuestras almohadillas están diseñadas clínicamente para prevenir con eficacia las úlceras de decúbito, controlar infecciones y brindar estabilidad a fin de lograr la máxima seguridad para el paciente. Con dos estilos y múltiples grosores, tenemos la perfecta amortiguación que se adapta a todos los presupuestos.

Almohadillas Action® de la serie de Alto rendimiento para mesa quirúrgica



55120	Superficie de tela de 2"	Para Amsco 3080/3085
55130	Superficie de tela de 2"	Para Steris C-Max
55310	Superficie de tela de 2"	Para Skytron 3500
55320	Superficie de tela de 2"	Para Skytron 5001/ 6001/ 6002B/ 6500/ 6600
55330	Superficie de tela de 2"	Para Skytron 6700/ 6701
55370	Superficie de tela de 2"	Para Skytron 3501
57120	Superficie de tela de 3"	Para Amsco 3080/3085
57130	Superficie de tela de 3"	Para Steris C-Max
57310	Superficie de tela de 3"	Para Skytron 3500
57320	Superficie de tela de 3"	Para Skytron 5001/ 6001/ 6002B/ 6500/ 6600
57330	Superficie de tela de 3"	Para Skytron 6700/ 6701
57370	Superficie de tela de 3"	Para Skytron 3501
59100	Superficie de tela de 2"	Apoyabrazos universal
59600	Superficie de tela de 3"	Apoyabrazos universal



La costura media sellada y durable y la estructura de ventilación oculta patentada mejoran el control de infecciones para prolongar la vida útil de la almohadilla.

ALMOHADILLAS ACTION® DE LA SERIE DE ALTO RENDIMIENTO PLUS PARA MESA QUIRÚRGICA

- Superficie Shear Smart® recubierta con polímero Akton® de 3/8".
- Cubierta de película con elasticidad multidireccional en la superficie.
- Capa intermedia de material viscoelástico.
- Base de espuma de alta densidad.
- Se comportan de misma manera que el tejido del paciente.
- No contribuyen a la proliferación bacteriana.
- Impermeable con costuras selladas.
- Cierres 100 % de velcro, sin costuras.
- Sistema de ventilación oculto patentado.
- Fácil de limpiar, sin costuras en los bordes.
- Disponible en varios espesores.
- Apoyabrazos disponibles.
- Están disponibles las almohadillas a medida. Comuníquese para obtener más información.



Almohadilla de Alto rendimiento plus de 3"  
Hombre: 5' 11" – 175 lb    Presión promedio (mmHg): 22,33    Temperatura en la sala: 69° Fahrenheit  
Equipo: Sistema de mapa de presión con FSA    Rango: 1–150 mmHg

Almohadillas Action® de la serie de Alto rendimiento plus para mesa quirúrgica

50120	Superficie de polímero de 2"	Para Amsco 3080/3085
50130	Superficie de polímero de 2"	Para Steris C-Max
50310	Superficie de polímero de 2"	Para Skytron 3500
50320	Superficie de polímero de 2"	Para Skytron 5001/ 6001/ 6002B/ 6500/ 6600
50330	Superficie de polímero de 2"	Para Skytron 6700/ 6701
50370	Superficie de polímero de 2"	Para Skytron 3501
52120	Superficie de polímero de 3"	Para Amsco 3080/3085
52130	Superficie de polímero de 3"	Para Steris C-Max
52310	Superficie de polímero de 3"	Para Skytron 3500
52320	Superficie de polímero de 3"	Para Skytron 5001/ 6001/ 6002B/ 6500/ 6600
52330	Superficie de polímero de 3"	Para Skytron 6700/ 6701
52370	Superficie de polímero de 3"	Para Skytron 3501
54100	Superficie de polímero de 2"	Apoyabrazos universal
54600	Superficie de polímero de 3"	Apoyabrazos universal



Polímero Akton® en una suave película patentada que reduce los efectos de la tensión de cizallamiento y garantiza una óptima seguridad del paciente.



Kits de reparación

Repare rápida y fácilmente pequeños cortes o rasguños en cualquier superficie de polímero.

KIT002	4 x 4"	10 x 10 cm
KIT003	36 x 4"	91 x 10 cm

VALOR - Producto de VALOR intrínseco fundamental para cualquier quirófano.



# ALMOHADILLAS PARA CABEZA

- Protege y sostiene la cabeza del paciente.
- Estabiliza el movimiento de la cabeza.
- Evita la hiperextensión del cuello.

## Almohadilla lateral con cavidad central para cabeza

- Uso preoperatorio y postoperatorio.
- Reduce la presión lateral sobre el rostro y oreja del paciente.

**40207** 9 x 10 x 1" 23 x 25 x 2,5 cm



## Almohadilla para cabeza en decúbito supino.

- Estructura de espuma y polímero Aktor®.
- La cavidad interna brinda sostén y reduce la presión.

**40200** 9 x 10 x 2 1/4" 23 x 25 x 5,7 cm



## Apoyacabeza para decúbito prono

- Permite el acceso de sondas o tubos a través de los canales lateral o inferior.

**40216M** Mediana 8 3/4 x 7 3/4 x 4 3/4" 22,2 x 19,7 x 12 cm  
**40216L** Grande 10 1/4 x 9 x 5 1/4" 27 x 22,0 x 13,4 cm



## Almohadilla anatómica para cabeza

- Óptima estabilidad de la cabeza del paciente en decúbito supino.

**40213** 7 x 7 x 3 1/4" (1 1/2" anatómica) 18 x 18 x 8 cm



## Kits de reparación

Repare rápida y fácilmente pequeños cortes o rasguños en cualquier superficie de polímero.

**KIT002** 4 x 4" 10 x 10 cm

**KIT003** 36 x 4" 91 x 10 cm



## Almohadillas para cabeza en forma de anillo

- Líder en ventas.
- Variedad de tamaños para lograr un apoyo óptimo.
- Opcional: la cavidad recubierta con polímero brinda protección superior.



<b>40201</b>	Adulto	8 Diám. ext. x 3 Diám. int. x 1 1/4"	20,5 Diám. ext. x 7,5 Diám. int. x 4,5 cm
<b>40212</b>	Adulto alto	8 Diám. ext. x 3 Diám. int. x 3"	20,5 Diám. ext. x 7,5 Diám. int. x 7,5 cm
<b>40202</b>	Pediatrica	5 1/2 Diám. ext. x 2 1/4 Diám. int. x 1 1/4"	14 Diám. ext. x 5,7 Diám. int. x 3,2 cm
<b>40203</b>	Neonatal	3 1/4 Diám. ext. x 1 1/2 Diám. int. x 3/4"	8,3 Diám. ext. x 3,8 Diám. int. x 2 cm
<b>40218</b>	Adulto ancho	8 Diám. ext. x 4 1/2 Diám. int. x 1 3/4"	20,5 Diám. ext. x 11,4 Diám. int. x 4,5 cm
<b>40201D</b>	Adulto con cavidad central	8 Diám. ext. x 3 Diám. int. x 1 1/4"	20,5 Diám. ext. x 7,5 Diám. int. x 4,5 cm
<b>40202D</b>	Pediatrica con cavidad central	5 1/2 Diám. ext. x 2 1/4 Diám. int. x 1 1/4"	14 Diám. ext. x 5,7 Diám. int. x 3,2 cm
<b>40203D</b>	Neonatal con cavidad central	3 1/4 Diám. ext. x 1 1/2 Diám. int. x 3/4"	8,3 Diám. ext. x 3,8 Diám. int. x 2 cm

## Almohadilla en forma de herradura para cabeza

- Se utiliza en decúbito prono o lateral.



<b>40204</b>	Adulto	8 Diám. ext. x 3 Diám. int. x 1 1/4"	20,5 Diám. ext. x 7,5 Diám. int. x 4,5 cm
<b>40211</b>	Adulto alto	8 Diám. ext. x 3 Diám. int. x 3"	20,5 Diám. ext. x 7,5 Diám. int. x 7,5 cm
<b>40205</b>	Pediatrica	5 1/2 Diám. ext. x 2 1/4 Diám. int. x 1 1/4"	14 Diám. ext. x 5,7 Diám. int. x 3,2 cm
<b>40206</b>	Neonatal	3 1/4 Diám. ext. x 1 1/2 Diám. int. x 3/4"	8,3 Diám. ext. x 3,8 Diám. int. x 2 cm

## Apoyacabeza para intervenciones oftálmicas

- Confort y estabilidad superiores para intervenciones con anestesia local.
- Apoyo para el brazo y la muñeca del cirujano.

**40209** Grande 12 x 10 1/2 x 3 3/4" 31 x 27 x 10 cm  
**40210** Mediana 12 x 10 x 2 1/4" 31 x 25 x 7,3 cm



## Apoyacabeza con soporte para intervenciones oftálmicas

- Reduce el riesgo de alopecia.

**40217** Adulto 9 x 9 x 1 1/2" 23 x 23 x 3,8 cm  
**40217P** Pediátrico 7 1/2 x 8 1/2 x 2 1/4" 19 x 21,6 x 5,7 cm



# ALMOHADILLAS PARA BRAZOS/HOMBROS/CODOS



## Almohadillas anatómicas para apoyabrazos

- Protección total del brazo: bíceps, codos y antebrazos.
- Su diseño anatómico minimiza la posibilidad de que el brazo del paciente se deslice.
- Ideal para decúbito prono, especialmente en laminectomías.

**40307** Pequeña 16 x 5 1/2 x 2" 41 x 14 x 5 cm  
**40310** Mediana 20 x 5 3/4 x 2 1/4" 51 x 15 x 6 cm  
**40306** Grande 24 x 5 3/4 x 2 1/4" 61 x 15 x 6 cm



## Almohadilla para protector quirúrgico en forma de tobogán

- Utilice la almohadilla junto con el protector quirúrgico en forma de tobogán.
- Evita que el brazo o la pierna del paciente se caigan de la mesa.
- Protege el brazo o la pierna del paciente para que el profesional no se incline sobre ellos.
- Reduce el riesgo de tensión de cizallamiento o presión causadas por el contacto directo con el protector.
- El juego incluye el protector.

**40130** Almohadilla para protector quirúrgico en forma de tobogán 16 1/4 x 8 1/4 x 3/4" 41,3 x 21 x 0,95 cm  
**40130-S\*** Juego de almohadillas para protector quirúrgico en forma de tobogán 16 1/4 x 8 1/4 x 3/4" 41,3 x 21 x 0,95 cm  
\*La garantía cubre solo la almohadilla.

## Protector cubital del antebrazo

- Protege el antebrazo del paciente.
- Práctico y con cierres de velcro.

**40303** 18 x 13 x 1/4" 46 x 33 x 0,6 cm



## Protector del nervio cubital

- Protege el nervio cubital y brinda un acceso total al brazo.
- Práctico y con cierres de velcro.

**40304** Pequeño 15 3/4 x 6 x 1/2" 40 x 15 x 1,3 cm  
**40304L** Grande 19 x 8 1/2 x 1/2" 48 x 21,6 x 1,3 cm



## Apoyo para mano/muñeca

**NUEVO** Estructura completamente hecha de polímero Aktor®.

- Estabilidad y protección superiores de la mano y de la muñeca.
- Perfecto para intervenciones del túnel carpiano, canalización arterial y diálisis, entre otras.
- Coloca la mano/muñeca en la posición ideal para realizar la obliteración de la arteria radial durante una derivación aortocoronaria.
- Su uso de optimiza con correas elásticas que brindan estabilidad.

**40321** 11 x 3 1/4 x 2 3/4" 28 x 8,3 x 6 cm



## Correa estabilizadora para brazo/mano

- Estabiliza el brazo en el apoyabrazos.
- Se ajusta de manera rápida y fácil gracias a los cierres de velcro.

**40315** 25 x 2 x 1/4" 63,5 x 5 x 0,635 cm



## Almohadillas para apoyahombro, Juego de 2 piezas

- Protegen los hombros en la posición Trendelenburg.
- Las almohadillas envuelven los apoyahombros con cierres de velcro.

**40302** 5 x 6 x 1" 13 x 15 x 2,5 cm



✓ - Producto de VALOR intrínseco fundamental para cualquier quirófano.

✓ - Producto de VALOR intrínseco fundamental para cualquier quirófano.

# ALMOHADILLAS PARA TOBILLOS/PIES/TALONES/RODILLAS



## Almohadilla para apoyapié de mesa ortopédica

- Utilízela sobre el soporte de preparación quirúrgica para piernas o sobre los apoyapiés de la mesa ortopédica.

<b>40400</b>	12 x 4 x ¼"	30,5 x 10 x 0,6 cm
--------------	-------------	--------------------



## Juego de taloneras protectoras

- Se utilizan para complementar la función de las medias antiembólicas.
- Adecuadas para las salas de reanimación y radiología.
- Incluyen correas de sujeción de polímero con cierres de velcro.

<b>40520</b> (Juego de 2 piezas)	4 ¾ x 4 x 1 ¾"	12,1 x 10,2 x 3,5 cm
----------------------------------	----------------	----------------------



## Almohadillas para perneras

- Tres tamaños para una máxima versatilidad.

<b>40402</b>	Pequeña	11 x 9 x ¾"	27,9 x 22,9 x 0,95 cm
<b>40403</b>	Mediana	17 x 11 x ¾"	43 x 27,9 x 0,6 cm
<b>40404</b>	Grande	22 x 20 x ½"	56 x 50 x 1,3 cm



## Apoyo para talones

- Asegura y protege el área del talón sin cierres de velcro.
- El canal detrás la talonera sostiene el área del tendón de Aquiles del paciente.

<b>40502</b>	6 x 3 ¼" x 1 ¾"	15 x 8,3 x 4,5 cm
--------------	-----------------	-------------------



## Almohadilla protectora para talones

- Se ajusta fácilmente con prácticos cierres de velcro.

<b>40401</b>	12 ½ x 7 ¾ x ½"	32 x 20 x 1,3 cm
--------------	-----------------	------------------

# ALMOHADILLAS PARA ESTRIBOS

## Juego de almohadillas para estribos de correas

- Ajustable para garantizar un calce justo.
- Almohadillas de polímero Akton® para estribos obstétricos.
- Deja el pie totalmente a la vista.
- Incluye todos los correas y cierres.



<b>40510</b>	Pequeña	12 ½ x 1 ½ x ¾"	31,7 x 4,7 x 0,95 cm
<b>40511</b>	Grande	17 ¾ x 1 ½ x ¾"	44,1 x 4,7 x 0,95 cm



## Juego de almohadillas para estribos estilo bota

- Protege la parte inferior de la pierna y el talón en los estribos universales.

<b>40500</b>	10 ½ x 6 x 14"	26,7 x 15,2 x 35,6 cm
--------------	----------------	-----------------------



## Juego de almohadillas para estribos estilo bota SAM

- El polímero AKTON protege de manera uniforme incluso en una posición ginecológica elevada.

<b>40503</b>	27 x 14 ¼Superior/ 5 x ¼Inferior	68,5 x 36Superior/ 12,5 x 0,6 cmInferior
--------------	-------------------------------------	---



## Juego de almohadillas para estribos en forma de bastón

- Minimice el riesgo de lastimaduras causadas por el contacto de la piel con el caño de metal.
- Protege el nervio musculocutáneo de la pierna durante procedimientos ginecológicos.
- Elimina el tedioso proceso de envolver, desenvolver y volver a envolver los caños de los estribos.
- Utilízelo con los Protectores para talones Action®, Modelo 40401.

<b>40501</b> (Juego de 2 piezas)	28 x 2" Diám. ext.	71 x 5 cm Diám. ext.
----------------------------------	--------------------	----------------------



## Kits de reparación

Repare rápida y fácilmente pequeños cortes o rasguños en cualquier superficie de polímero.

<b>KIT002</b>	4 x 4" 10 x 10 cm
<b>KIT003</b>	36 x 4" 91 x 10 cm

VALOR - Producto de VALOR intrínseco fundamental para cualquier quirófano.

VALOR - Producto de VALOR intrínseco fundamental para cualquier quirófano.



## Apoyos cilíndricos anatómicos para pecho

- Se ajusta a la caja torácica de un paciente adulto.

<b>40622</b>	Pequeño	12 x 6 1/4 x 5"	30,5 x 16 x 13 cm
<b>40623</b>	Mediano	16 x 6 1/4 x 5"	40,6 x 16 x 13 cm
<b>40624</b>	Grande	20 x 6 1/4 x 5"	50,8 x 16 x 13 cm



## Apoyos para pecho

- Se adaptan al área que va desde los hombros hasta el pecho del paciente.
- Bordes redondeados para los axilas.
- Ayuda a aliviar la presión en el área torácica.

<b>40625</b>	Izquierdo	28/23 x 8 x 3"	71/58,5 x 20,3 x 7,6 cm
<b>40626</b>	Derecho	28/23 x 8 x 3"	71/58,5 x 20,3 x 7,6 cm



## Cubiertas para apoyos cilíndricos

- Se envuelve alrededor de los apoyos cilíndricos del tipo antiestafilocócico con los que ya cuenta su centro de salud.
- Aumente la eficacia de los apoyos cilíndricos para pecho básicos para que redistribuyan mejor la presión.
- Con cierres de velcro.

<b>40600</b>	Cubierta para apoyo cilíndrico para pecho	18 x 18 x 1/2"	46 x 46 x 1,3 cm
<b>40601</b>	Cubierta para apoyo cilíndrico axilar	17 x 12 x 1/2"	43 x 30,5 x 1,3 cm

- Mayor estabilidad.
- Brinda un punto de apoyo para fijar la posición de la parte superior del cuerpo.



## Apoyos cilíndricos para pecho con base plana

- Diseño estable y antideslizante
- Protege la zona pectoral completa de la presión en decúbito prono.
- Amplia variedad de tamaños para adultos y niños para satisfacer prácticamente todas las necesidades.

Apoyos cilíndricos para pecho para adultos			Apoyos cilíndricos pediátricos para pecho		
<b>40616</b>	12 x 4"	30,5 x 10 cm	<b>40639</b>	6 x 2"	15 x 5 cm
<b>40617</b>	16 x 4"	40,6 x 10 cm	<b>40640</b>	8 x 2"	20 x 5 cm
<b>40618</b>	20 x 4"	50,8 x 10 cm	<b>40641</b>	10 x 2"	25,5 x 5 cm
<b>40619</b>	12 x 6"	30,5 x 15 cm	<b>40642</b>	12 x 2"	30,5 x 5 cm
<b>40620</b>	16 x 6"	40,6 x 15 cm	<b>40643</b>	6 x 3"	15 x 7,5 cm
<b>40621</b>	20 x 6"	50,8 x 15 cm	<b>40644</b>	8 x 3"	20 x 7,5 cm
			<b>40645</b>	10 x 3"	25,5 x 7,5 cm
			<b>40646</b>	12 x 3"	30,5 x 7,5 cm



## Kits de reparación

Repare rápida y fácilmente pequeños cortes o rasguños en cualquier superficie de polímero.

<b>KIT002</b>	4 x 4"	10 x 10 cm	<b>KIT003</b>	36 x 4"	91 x 10 cm
---------------	--------	------------	---------------	---------	------------



## Apoyo trapecoidal

- Proporciona una marcada separación de las piernas.

<b>40630</b>	10 x 7 x 3 1/2"	25,4 x 17,8 x 8,9 cm
--------------	-----------------	----------------------



## Apoyo semicircular

- Protege contra la presión debajo de las rodillas en decúbito supino.

<b>40603</b>	14 x 6 x 3"	36 x 15 x 7,6 cm
--------------	-------------	------------------



## Apoyo lateral

- Sostiene el hombro y la parte superior del brazo.
- Redistribuye la presión y protege los nervios.
- Tiene base de espuma liviana y la cubierta de la almohadilla está hecha de polímero AKTON.

<b>40610</b>	28 x 19,5 x 6/1"	71,1 x 49,5 x 15,2/2,5 cm
--------------	------------------	---------------------------



## Apoyo torácico graduado

- Su diseño levemente más delgado en uno de los extremos permite una completa extensión del pecho.
- Diseñado para intervenciones cardiovasculares o torácicas.

<b>40604</b>	14 x 9 x 2/1 1/2"	36 x 23 x 5/3,8 cm
--------------	-------------------	--------------------



## Cubiertas para fijadores de posición Vac-Pac®

- Proteja la integridad del tejido del paciente colocando esta almohadilla sobre el fijador de posición Vac-Pac® antes de la compresión.
- Minimiza la tensión de cizallamiento y la presión creadas por el intenso vacío generado por el fijador de posición.
- Ideal para intervenciones de cadera, riñones o hígado.

<b>40612</b>	Cubierta universal para fijador de posición Vac-Pac®	37 x 28 x 1/2"	94 x 71 x 1,3 cm
<b>40613</b>	Cubierta en forma de T para fijador de posición Vac-Pac®	Parte inferior 34 x 15 x 1/2" Parte superior 23 x 9 x 1/2"	Parte inferior 86,5 x 38 x 1,3 cm Parte superior 58,5 x 23 x 1,3 cm

Vac-Pac es una marca registrada de Olympic Medical.

✓ - Producto de VALOR intrínseco fundamental para cualquier quirófano.

✓ - Producto de VALOR intrínseco fundamental para cualquier quirófano.



## Juego de apoyos pediátricos

- Este juego multisoporte protege desde recién nacidos hasta niños pequeños durante una amplia variedad de intervenciones.
- La almohadilla rectangular con canal central facilita la expansión torácica.
- La almohadilla pediátrica en forma de herradura (Modelo 40205) sostiene la cabeza en decúbito prono o lateral.
- Incluye dos apoyos cilíndricos para pecho de diferente tamaño (Modelos 40642 y 40646).

**40614** Almohadilla rectangular: 20 x 9 x 2" 50,8 x 22,9 x 5 cm



## Almohadilla para incubadora

- Minimiza de manera permanente la presión y la tensión de cizallamiento en las unidades de terapia intensiva neonatal o en el quirófano.

**40120L** Almohadilla para incubadora 26 x 16 x 1/2" 66 x 40,6 x 1,3 cm

También está disponible:

**40120** Almohadilla para cuna 26 x 12 x 1/2" 66 x 30,5 x 1,3 cm



## Protector para frente

- Protege a bebés, niños y adultos de la presión que ejercen las cánulas de oxígeno, etc.
- Semicircular con base plana.

**40208** 2 1/2 x 1 1/2 x 1/4" 6,3 x 4 x 1,6 cm



## Apoya cabezas pediátrico

<b>40202</b>	Almohadilla pediátrica en forma de anillo para cabeza	5 1/2 Diám. ext. x 2 1/4 Diám. int. x 1 1/4"	14 Diám. ext. x 5,7 Diám. int. x 3,2 cm
<b>40203</b>	Almohadilla neonatal en forma de anillo para cabeza	3 1/4 Diám. ext. x 1 1/2 Diám. int. x 3/4"	8,3 Diám. ext. x 3,8 Diám. int. x 2 cm
<b>40202D</b>	Almohadilla pediátrica en forma de anillo con cavidad central para cabeza	5 1/2 Diám. ext. x 2 1/4 Diám. int. x 1 1/4"	14 Diám. ext. x 5,7 Diám. int. x 3,2 cm
<b>40203D</b>	Almohadilla neonatal en forma de anillo con cavidad central para cabeza	3 1/4 Diám. ext. x 1 1/2 Diám. int. x 3/4"	8,3 Diám. ext. x 3,8 Diám. int. x 2 cm
<b>40205</b>	Almohadilla pediátrica en forma de herradura para cabeza	5 1/2 Diám. ext. x 2 1/4 Diám. int. x 1 1/4"	14 Diám. ext. x 5,7 Diám. int. x 3,2 cm
<b>40206</b>	Almohadilla neonatal en forma de herradura para cabeza	3 1/4 Diám. ext. x 1 1/2 Diám. int. x 3/4"	8,3 Diám. ext. x 3,8 Diám. int. x 2 cm
<b>40217P</b>	Apoyacabeza pediátrica con soporte para intervenciones oftálmicas	7 1/2 x 8 1/2 x 2 1/4"	19 x 21,6 x 5,7 cm

Para ver más tamaños, consulte la página 6.



Para ver más tamaños, consulte la página 10.

## Apoyos cilíndricos pediátricos para pecho

<b>40639</b>	6 x 2"	15 x 5 cm
<b>40640</b>	8 x 2"	20 x 5 cm
<b>40641</b>	10 x 2"	25,5 x 5 cm
<b>40642</b>	12 x 2"	30,5 x 5 cm
<b>40643</b>	6 x 3"	15 x 7,5 cm
<b>40644</b>	8 x 3"	20 x 7,5 cm
<b>40645</b>	10 x 3"	25,5 x 7,5 cm
<b>40646</b>	12 x 3"	30,5 x 7,5 cm



## Kits de reparación

Repare rápida y fácilmente pequeños cortes o rasguños en cualquier superficie de polímero.


**KIT002** 4 x 4" 10 x 10 cm **KIT003** 36 x 4" 91 x 10 cm

Producto de VALOR intrínseco fundamental para cualquier quirófano.

- Las almohadillas para armazones especializados Action® brindan confort y estabilidad durante cirugías altamente especializadas.
- Se muestran en la fotografía: Marco de Wilson, Juego de dos piezas (1/2" de espesor); Almohadilla pequeña para quirófano, pág. 3; Almohadilla para cabeza en decúbito supino, pág. 6; Almohadilla para cabeza en forma de anillo, pág. 6; Apoyos cilíndricos para pecho, pág. 10



<b>A</b>	<b>40701</b>	Almohadilla para Marco de Wilson, Juego de dos piezas (1/2" de espesor)	29 x 10 x 1/2"	74 x 25,4 x 1,3 cm
<b>A</b>	<b>40702</b>	Almohadilla para Marco de Wilson, Juego de dos piezas (1" de espesor)	29 x 10 x 1"	74 x 25,4 x 2,5 cm
<b>B</b>	<b>40705</b>	Almohadilla para rodillas para la posición Andrews Frame™	22 x 16 x 1"	56 x 40,6 x 2 cm
<b>B</b>	<b>40706</b>	Correa para cadera para la posición Andrews Frame™	24 x 6 x 3/4"	61 x 15 x 0,95 cm
<b>C</b>	<b>40110</b>	Almohadilla para armazón Montreal	18 1/4 x 12 x 1/2"	46,3 x 30,5 x 1,3 cm
<b>D</b>	<b>40712</b>	Juego de almohadillas para armazón de Kambin	34 x 14 1/4 x 8 1/2 x 10 3/4"	86,4 x 36,2 x 21,9 x 27,3 cm
<b>E</b>	<b>40711</b>	Armazón para columna CF-94/CHOP	7 1/2 de diámetro x 3 de alto x 1/2"	19 x 7,6 x 1,6 cm
<b>F</b>	<b>40700</b>	Juego de almohadillas para armazón de Relton, Juego de 4 piezas	8 1/4 x 7 3/4 x 4 1/4" Diám. ext.; 6 1/2 x 5 1/4 x 3 1/4" Diám. int.	22,4 x 18,6 x 10,5 cm Diám. ext.; 16,5 x 14,1 x 8,7 cm Diám. int.
<b>G</b>	<b>40703</b>	Almohadilla para mesa ortopédica para cadera (Rectangular)	8 x 5 1/2 x 1/2"	20 x 14 x 1,3 cm
<b>G</b>	<b>40707</b>	Almohadilla para mesa ortopédica para cadera (Anatómica)	1 Diámetro del orificio: 3/4"	Diámetro del orificio: 4,5 cm
<b>G</b>	<b>40704</b>	Almohadilla para poste perineal de mesa ortopédica	7 x 5 x 1/2"	18 x 12,7 x 1,3 cm
<b>H</b>	<b>40708</b>	Juego de almohadillas para el apoyo lateral universal de cadera	3 x 3 3/4 x 1 1/4" Diám. ext.; 2 1/4 x 2 1/4 x 1" Diám. int.	7,6 x 8,3 x 4,8 cm Diám. ext.; 5,5 x 6 x 2,5 cm Diám. int.
<b>H</b>	<b>40709</b>	Juego de cubiertas para almohadillas para armazón de apoyo lateral universal	4 x 4 1/2 x 2 1/2" Diám. ext.; 3 x 3 3/4 x 1 1/4" Diám. int.	10 x 11,4 x 6 cm Diám. ext.; 7,6 x 8,3 x 4,8 cm Diám. int.
<b>H</b>	<b>40710</b>	Almohadilla para el apoyo lateral universal de cadera/sacro	26 x 10 x 1/2"	66 x 25,5 x 1,3 cm
<b>I</b>	<b>40100</b>	Almohadilla Action® mediana	46 x 20 x 1/2"	117 x 50 x 1,3 cm



"Los equipos de apoyo se deben utilizar de manera segura y según las instrucciones escritas del fabricante".

Estándares perioperatorios y prácticas recomendadas 2009. Prácticas recomendadas: Colocación del paciente; AORN, Inc.



## PRODUCTOS LÍDERES EN VENTAS CON UNA ÓPTIMA RELACIÓN ENTRE CALIDAD Y PRECIO

Si no puede equipar su quirófano con productos adicionales, tenga en cuenta estos productos básicos y versátiles...

### Almohadillas para cabeza en forma de anillo

- Líder en ventas.
- Variedad de tamaños para lograr un apoyo óptimo.
- Opcional: la cavidad recubierta con polímero brinda protección superior.

40201	Adulto	8 Diám. ext. x 3 Diám. int. x 1 3/4"	20,5 Diám. ext. x 7,5 Diám. int. x 4,5 cm
40212	Adulto alto	8 Diám. ext. x 3 Diám. int. x 3"	20,5 Diám. ext. x 7,5 Diám. int. x 7,5 cm
40202	Pediátrica	5 1/2 Diám. ext. x 2 1/4 Diám. int. x 1 1/4"	14 Diám. ext. x 5,7 Diám. int. x 3,2 cm
40203	Neonatal	3 1/4 Diám. ext. x 1 1/2 Diám. int. x 3/4"	8,3 Diám. ext. x 3,8 Diám. int. x 2 cm
40218	Adulto ancho	8 Diám. ext. x 4 1/2 Diám. int. x 1 3/4"	20,5 Diám. ext. x 11,4 Diám. int. x 4,5 cm
40201D	Adulto con cavidad central	8 Diám. ext. x 3 Diám. int. x 1 3/4"	20,5 Diám. ext. x 7,5 Diám. int. x 4,5 cm
40202D	Pediátrica con cavidad central	5 1/2 Diám. ext. x 2 1/4 Diám. int. x 1 1/4"	14 Diám. ext. x 5,7 Diám. int. x 3,2 cm
40203D	Neonatal con cavidad central	3 1/4 Diám. ext. x 1 1/2 Diám. int. x 3/4"	8,3 Diám. ext. x 3,8 Diám. int. x 2 cm



### Almohadilla para quirófano Action®, pequeña

- También conocida como Almohadilla para cadera.
- El tamaño más versátil que brinda máxima utilidad.
- Utilízela con los Modelos 40100 o 40103 para cubrir la mesa por completo.

40105	20 x 20 x 1/2"	50,8 x 50,8 x 1,3 cm
-------	----------------	----------------------



### Protector del nervio cubital

- Protege el nervio cubital y brinda un acceso total al brazo.
- Práctico y con cierres de velcro.

40304	Pequeño	15 3/4 x 6 x 1/2"	40 x 15 x 1,3 cm
40304L	Grande	19 x 8 1/2 x 1/2"	48 x 21,6 x 1,3 cm



### Apoyos para la colocación del paciente

- Apoyos versátiles que eliminan el uso de las antiguas bolsas de arena.
- Los apoyos de polímero son una excelente solución en lugar de métodos inseguros como las toallas enrolladas, las bolsas de infusión y las bolsas de arena.

40602	Pequeño	10 x 4 1/2 x 2"	25,4 x 11,4 x 5 cm
40605	Grande	14 x 4 1/2 x 2"	35,5 x 11,4 x 5 cm
40615	Extra largo	18 x 4 x 2"	46 x 10 x 5 cm



### Cubiertas para apoyos cilíndricos

- Se envuelve alrededor de los apoyos cilíndricos del tipo antiestafilocócico con los que ya cuenta su centro de salud.
- Aumente la eficacia de los apoyos cilíndricos para pecho básicos para que redistribuyan mejor la presión.
- Con cierres de velcro.

40600	Cubierta para apoyo cilíndrico para pecho	18 x 18 x 1/2"	46 x 46 x 1,3 cm
40601	Cubierta para apoyo cilíndrico axilar	17 x 12 x 1/2"	43 x 30,5 x 1,3 cm



### Juego de apoyos pediátricos

- Este juego multiuso protege desde recién nacidos hasta niños pequeños durante una amplia variedad de intervenciones.
- La almohadilla rectangular con canal central facilita la expansión torácica.
- La almohadilla pediátrica en forma de herradura (Modelo 40205) sostiene la cabeza en decúbito prono o lateral.
- Incluye dos apoyos cilíndricos para tórax de diferente tamaño (Modelos 40642 y 40646).

40614	Almohadilla rectangular: 20 x 9 x 2"	50,8 x 22,9 x 5 cm
-------	--------------------------------------	--------------------



### Juego de almohadillas para estribos en forma de bastón

- Minimice el riesgo de lastimaduras causadas por el contacto de la piel con el caño de metal.
- Protege el nervio musculocutáneo de la pierna durante procedimientos ginecológicos.
- Elimina el tedioso proceso de envolver, desenvolver y volver a envolver los caños de los estribos.
- Utilízela con los Protectores para talones Action®, Modelo 40401.

40501	(Juego de 2 piezas)	28 x 2" Diám. ext.	71 x 5 cm Diám. ext.
-------	---------------------	--------------------	----------------------



### Almohadillas para apoyabrazos

- Protegen los brazos, codos y antebrazos del paciente.
- Utilízelas sobre las extensiones apoyabrazos de las mesas de operaciones estándares.

40300	Corta	15 x 4 x 1/4"	38 x 10 x 0,6 cm
40301	Largo	24 x 4 1/2 x 3/4"	61 x 11,5 x 0,95 cm
40309	Ancha y corta	15 x 6 1/2 x 1/4"	38 x 16,5 x 0,6 cm
40308	Ancha y larga	24 x 6 1/2 x 3/4"	61 x 16,5 x 0,95 cm



### Almohadillas para perneras

- Tres tamaños para una máxima versatilidad.

40402	Pequeña	11 x 9 x 3/4"	27,9 x 22,9 x 0,95 cm
40403	Mediana	17 x 11 x 1/4"	43 x 27,9 x 0,6 cm
40404	Grande	22 x 20 x 1/2"	56 x 50 x 1,3 cm



### Kits de reparación

Repáre rápida y fácilmente pequeños cortes o rasguños en cualquier superficie de polímero.

KIT002	4 x 4" 10 x 10 cm
KIT003	36 x 4" 91 x 10 cm

