



# FICHA TECNICA

## CINTA ADHESIVA INDICADORA VAPOR DE AGUA 25 x 50 ESPECIAL SMS



TIPO	Cinta adhesiva indicadora para Vapor de Agua
REFERENCIA	392
DIMENSIONES	25 mm x 50 m
COMPOSICION	Cinta adhesiva fabricada en Papel TST reforzado con fibras y teñido en azul, tratado y barnizado, impreso con un indicador químico que cambia de color en procesos de esterilización por Vapor de Agua.
PROCESADO	Por vapor de agua, en ciclos de 121 y 134°C
APLICACIÓN	Para el cierre de paquetes de gran volumen o envueltos en tejido sin tejer sintético (SMS)
ALMACENAJE	Almacenar en lugar limpio y seco, lejos de fuentes de calor y productos con disolventes. Mantener en el embalaje original el mayor tiempo posible
CONFORMIDAD	Indicador según ISO 11140 tipo e1
MARCADO CE	NO está considerado Producto Sanitario



PROPIEDADES	VALOR
Medidas	25 mm x 50 m
Soporte - espesor	Papel tejido sin tejer barnizado - 0.19 mm
Adhesividad en acero	12.2 N/25mm
Cambio de color del indicador químico	Verde a Marrón - Negro
Indicador de proceso (Clase e1) ISO 11140	134° C – 3 min. // 120° C – 15 min.
Alargamiento a la rotura	7%
Carga de rotura por tracción	98.6N/25mm
Toxicidad	Atóxico, Libre de látex y Plomo
Etiquetas y marcas	Conforme
Caducidad	36 meses
Reutilizable	NO

GALL-ESTERIL, S.L.  
Ciudad del Transporte, Nave n° 25 – Políg. Ind. Del Tambre  
Tlf.: 981580770 // Fax: 981576013  
Aptdo. Correos n° 196 – 15890 – SANTIAGO  
Correo electrónico: [info@gallesteril.com](mailto:info@gallesteril.com)  
<https://gallesteril.com>