



FICHA TECNICA

PAPEL CREPADO VERDE PARA ENVOLTURA



TIPO	Papel Crepado verde para empaquetado
REFERENCIA	111-----
COMPOSICION	Papel de Grado Médico 60 gr/m ² . Fabricado en Crepado Verde
PROCESADO	Por vapor de agua, O. Etileno, Formaldehído
APLICACIÓN	Como sistema de barrera estéril de un solo uso, para dispositivos o equipos que, por su forma o dimensiones requieren ser empaquetados. Cortado en formatos para acomodarse a las diferentes necesidades de empaquetado.
ALMACENAJE	Almacenar en condiciones standard, en sitio limpio y seco, mantener en su embalaje original hasta el momento de uso.
CONFORMIDAD	ISO 11607-1
MARCADO CE	SI Clase 1, sujeto a marcado CE

PROPIEDADES	NORMA	VALOR
MEDIDAS	EN 868-2. Apdo 7	desde 25 x 25cm hasta 120 x 160cm
Papel de Grado Médico	ISO 536	60gr/m ²
Resistencia al estallido seco	ISO 2758	>110 KPa
Resistencia al estallido húmedo	ISO 3689	>35 KPa
pH del extracto acuoso	ISO 6588	6.6
Indice de Absorción de agua - Cobb 60	ISO 535	18 gr/m ²
Resistencia al desgarro (Elmendorf)	ISO 6383	712 mN
Contenido en sulfatos	ISO 9198	0.07%
Caducidad	5 años desde la fecha de fabricación	
Almacenaje recomendado	10-30° C - 30-60% H. relativa	



GALL-ESTERIL, S.L.

Ciudad del Transporte, Nave nº 25 – Políg. Ind. Del Tambre

Tlf.: 981580770 // Fax: 981576013

Aptdo. Correos nº 196 – 15890 – SANTIAGO

Correo electrónico: info@gallesteril.com

www.gallesteril.com



FICHA TECNICA

PROGRAMA DE MEDIDAS STANDARD

Codigo	Medidas	unidades/caja
111251	30 x 30cm	2000
111252	40 x 40cm	500
111254	50 x 50cm	500
111255	60 x 60cm	500
111256	75 x 75cm	250
111257	80 x 80cm	250
111258	90 x 90cm	250
111259	100 x 100cm	125
111260	100 x 140cm	125
111261	120 x 120cm	125
111262	120 x 140cm	125
111264	140 x 160cm	125
090300	90cm x 300m	1 bobina

Si desean formatos de diferentes medidas a las reseñadas, por favor, consultar.

GALL-ESTERIL, S.L.
Ciudad del Transporte, Nave nº 25 – Políg. Ind. Del Tambre
Tlf.: 981580770 // Fax: 981576013
Aptdo. Correos nº 196 – 15890 – SANTIAGO
Correo electrónico: info@gallesteril.com
www.gallesteril.com