





## FICHA TECNICA

### CEPILLOS PARA LIMPIEZA MANUAL DE INSTRUMENTAL CANULADO



TIPO	Cepillos para limpieza de material canulado
REFERENCIA	Ver Tabla Anexa
DIMENSIONES	Ver Tabla Anexa
COMPOSICION	Fiador de acero inoxidable trenzado – Cerdas de Poliamida
DESCONTAMINACION	Lavable y esterilizable por Vapor de agua
APLICACIÓN	Para el lavado interior de dispositivos canulados Diferentes medidas en longitud y calibre en función de los diferentes instrumentos a limpiar.
ALMACENAJE	El dispositivo no requiere almacenaje especial.
REUTILIZABLE	SI
MARCADO CE	Producto Sanitario Clase 1 sujeto a marcado CE

GALL-ESTERIL, S.L.  
Ciudad del Transporte, Nave nº 25 – Políg. Ind. Del Tambre  
CP.: 15890 – SANTIAGO  
Tlf.: 981580770  
Correo electrónico: [info@gallesteril.com](mailto:info@gallesteril.com)  
[www.gallesteril.com](http://www.gallesteril.com)



### CANULADOS CORTOS

REFERENCIA	Ø X LONG. CEPILLO	FIADOR	UNIDADES
TR350429	6 x 20mm	300mm	3
TR350354	5 x 20 mm	300mm	3
45543	3 x 20mm	300mm	3
45906	2 x 20 mm	300mm	3
45905	0,7 x 20mm	508mm	3



### CANULADOS LARGOS

REFERENCIA	Ø X LONG. CEPILLO	FIADOR	UNIDADES
1212-3	10 x 75mm	610mm	3
1212-2	7 x 75mm	610mm	3
1212-1	5 x 75mm	610mm	3
45550	2,5 x 75mm	610mm	3



### CANULADOS FIADOR RIGIDO

REFERENCIA	Ø X LONG. CEPILLO	FIADOR	UNIDADES
241045	11 x 52mm.	420mm	3
4034	19 X 80mm.	210mm	3
4035	25 x 100mm.	320mm	1



### PARA LIMPIEZA DE VALVULAS

REFERENCIA	Ø	FIADOR	UNIDADES
45918	5,2 – 11 mm	156 mm	3



### RECTOS RIGIDOS

REFERENCIA	LONGITUD DE CEPILLO	TIPO CERDA	UNIDADES
PS8138SS	14 x 10 X 36 mm	ACERO	3
M-16	14 x 10 X 36 mm	NYLON	3



### ESCOBILLONES DE SECADO (DESECHABLES)

REFERENCIA	Ø X LONGITUD TOTAL		UNIDADES
14000	9 x 300mm	ALGODÓN	50
18000	3 x 300mm	ALGODON	50



### FLEXIBLES PARA ENDOSCOPIOS (DESECHABLES)

REFERENCIA	Ø	FIADOR	UNIDADES
26028	5-10 mm	2500mm	200



### ESTROPAJOS DE LIMPIEZA

REFERENCIA	MEDIDAS		UNIDADES
45602	155 X 108mm	FIBRA	3