



Ciudad del Transporte, Nave 25 - Políg. Ind. Del Tambre  
Tlf.: 981580770 - Fax: 981576013  
Aptdo. Correos nº 196 - 15890 - SANTIAGO  
Correo electrónico: [info@gallesteril.com](mailto:info@gallesteril.com)

## ETIQUETAS PARA AUTOCLAVE

El instrumental y material médico requieren un proceso de esterilización antes de que pueda ser usado.

Meto ha desarrollado unas etiquetas especiales para AUTOCLAVES que tienen como principal característica el poseer un indicador de tinta que cambia de color cuando han sido sometidas a un proceso de esterilización. Es decir, la tinta pasa de color rojo a marrón.

Este cambio de color es permanente e irreversible y ofrece una prueba visual de que el material ha sido sometido a un proceso de esterilización.

Este cambio de color en la tinta se produce en los autoclaves de vapor bajo las siguientes condiciones :

Tiempo de esterilización	20'	15'	12'	10'	6'	3'
Presión del vapor: bar	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
Temperatura del vapor	110	120	127	133	138	143

Las etiquetas Meto para autoclaves, además de ofrecer un efectivo control del proceso de esterilización , tienen la ventaja de poder incorporar una serie de información variable que puede imprimirse con una máquina etiquetadora manual Meto.

### Características de la etiqueta

- ❑ Dimensiones: 29 x 28 mm.
- ❑ Etiqueta en cinco bloques: Fecha de envasado, Fecha de caducidad, Nº de ciclo, Nº de autoclave y Nº de lote
- ❑ Las etiquetas se suministran con sistema de adhesivo doble (DUPLEX), que permite pegar la etiqueta en el envase y posteriormente retirarla y pasarla a otro lugar (Archivos, documentos de quirófano, hojas de control de cargas de esterilización, etc.)

