



FICHA TECNICA

PAQUETE PREPARADO PARA CONTROL DE
FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTERILIZADORES
DE VAPOR PRUEBAS BOWIE & DICK
REF: 24102



TIPO	Paquete preparado para pruebas tipo Bowie & Dick
REFERENCIA	24102
DIMENSIONES	120 x 120 x 17mm
COMPOSICION	Soporte de papel con condiciones especiales de permeabilidad Tinta virable sensible a la presencia de vapor de agua. Conjunto de papeles secantes de relleno, envoltura en papel crepado
PROCESADO	Aptas para Vapor de agua en ciclos de prevació de 121 y 134°C
APLICACIÓN	Para el control de diario del funcionamiento en los autoclaves de vapor grandes, equipados con bomba de vacío. Para Pruebas Bowie & Dick como test de penetración.
ALMACENAJE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento, mantener en el envase original hasta el momento de uso
PRESENTACIÓN	ENVASE DE 20 UDS.
CONFORMIDAD	ISO 11140 -1 - CLASE s2
MARCADO CE	NO



PROPIEDADES	NORMA	VALOR
Clasificación	ISO 11140-1	Clase s2
Cambio de color	ISO 11140-1	Verde - Negro
Estabilidad del color	EN 867-1 (5.5.3)	60 meses
Soporte papel	ISO 536	135 Gr/m ²
Indicador (distribución)	EN 867-4 (5.1.a)	>70%
Diferencia del color soporte/ indicador	ISO 11140-1	>0.3 puntos
Cambio de color en vapor Saturado 121º C	ISO 11140-1	13 minutos
Cambio de color en vapor Saturado 134º C	ISO 11140-1	3 minutos
Cambio de color en calor seco a 140º C	EN 867-3 anexo C	>30 minutos
Etiquetas y marcas	EN 980	Conforme
Consistencia del color final	EN 867-4 Anexo H-J	>10 años
Caducidad	ISO 11140-1 anexo 1	60 meses

GALL-ESTERIL, S.L.
Ciudad del Transporte, Nave nº 25 – Políg. Ind. Del Tambre
Tlf.: 981580770 // Fax: 981576013
Aptdo. Correos nº 196 – 15890 – SANTIAGO
Correo electrónico: info@gallesteril.com
<https://gallesteril.com>