



# FICHA TECNICA



TIPO	Precinto de seguridad largo para contenedores de instrumental
REFERENCIA	559XLIB
COMPOSICION	Polipropileno homopolímero reciclable, teñido de Azul con etiqueta impresa con indicador de proceso por vapor.
PROCESADO	Por vapor de agua, en ciclos de 121 y 134°C
APLICACIÓN	Para el cierre de seguridad de los contenedores de instrumental quirúrgico, con el fin de garantizar que no se ha abierto desde el momento de su esterilización hasta su uso. Vástago largo
ALMACENAJE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento
PRESENTACIÓN	Caja de 1000 unidades.
CONFORMIDAD	EN 868-8 apartado: 4.2.3.
MARCADO CE	NO está considerado Producto Sanitario



PROPIEDADES	VALOR
Medidas	55 x 40mm
Forma de vástago	Plano
Estabilidad de color	60 meses
Cambio de color del indicador químico	Rosa a Marrón oscuro - Negro
Indicador de proceso (Clase e1) ISO 11140	134° C – 2 min. // 120° C – 10 min.
Toxicidad	Atóxico, sin migración de color
Materia Prima	Polipropileno homopolímero
Resistencia al Vapor de agua 145° C	>35 minutos
134° C	>60 min.
121° C	>120 min
Etiquetas y marcas	Conforme
Caducidad	60 meses
Reutilizable	NO

**GALL-ESTERIL, S.L.**  
 Ciudad del Transporte, Nave n° 25 – Políg. Ind. Del Tambre  
 Tlf.: 981580770 // Fax: 981576013  
 Aptdo. Correos n° 196 – 15890 – SANTIAGO  
 Correo electrónico: [info@gallesteril.com](mailto:info@gallesteril.com)  
[www.gallesteril.com](http://www.gallesteril.com)