

FICHA TÉCNICA

Modelo Standard Base cerrada	Modelo Standard Base perforada
	

Información de producto		
Descripción del artículo	Contenedor standard tamaño 1/1 - 585X280XH	
Medidas (mm)	585X280X100-135-150-200-260	
Pieza	Base	
Series	Modelo standard	
	Cerrada	Perforada
Referencias	C1-B-10	C1-BP-10
	C1-B-13	C1-BP-13
	C1-B-15	C1-BP-15
	C1-B-20	C1-BP-20
	C1-B-26	C1-BP-26
Uso previsto	Es la base de los contenedores de esterilización utilizados para el reprocesamiento, el envasado, el transporte y el almacenamiento de productos sanitarios antes, durante y después de la esterilización.	
Materiales	Aluminio anodizado de 2 mm, accesorios de acero inoxidable, silicona	
Propiedades	Apto para apilar; capacidad de carga recomendada: IFU	
Normativa aplicable	TS EN 868-8 2018, DIN EN 868-2, DIN 58953-9, EN 285, EN ISO 15883-1, EN ISO 17664, EN ISO 17665, EN ISO 11607-1	
Vida útil	5 años	
Métodos de esterilización	Esterilización a vapor con prevacío Temperatura: 134°C Tiempo de espera: 5 minutos Tiempo de secado: 20 minutos	

FICHA TÉCNICA

Advertencias de uso	• ¡Los productos NO SON ESTÉRILES! Deben limpiarse y esterilizarse antes de su uso siguiendo las instrucciones que se indican a continuación. • Los productos solo deben ser utilizados por personas que cuenten con la formación, los conocimientos y la experiencia necesarios. • ¡No utilice el producto para fines distintos a los previstos! • Lea las instrucciones de uso antes de cada uso.
----------------------------	---



Ciudad del Transporte, Nave nº 25 - Políg. Ind. del Tambre
15890 - SANTIAGO
Tlf.: 981 580 770
info@gallesteril.com
www.gallesteril.com