

**ELETTRODI MONOUSO STERILI PER ELETTROCHIRURGIA  
ELECTROSURGERY STERILE DISPOSABLE ELECTRODES**
**F4049** 
**F4048** 
**F4046** 
**F4044** 

Gli elettrodi per elettrochirurgia FIAB possiedono alcune caratteristiche che li rendono altamente affidabili durante le pratiche elettrochirurgiche. La sicurezza del prodotto è garantita dall'utilizzo di materiali inossidabili e dall'accoppiamento con la protezione anti shock in plastica ad alta resistenza. Il sistema di bloccaggio esagonale impedisce la rotazione dell'elettrodo durante l'utilizzo. Sono disponibili diversi modelli per l'utilizzo in ogni pratica elettrochirurgica. Il prodotto è senza lattice.

**F4052** 
**F4050** 
**F4067** 

*FIAB active electrosurgical electrodes have features that make them absolutely reliable in electrosurgery. Product's safety is guaranteed by the use of inoxidizable materials coupling and by with anti-shock protection moulded with high resistance plastic. The hexagonal blocking system prevent the electrode from rotating during use. Many models are available for different electrosurgical procedures. Latex-free.*

**CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES**

MODELLO MODEL	F 4046	F 4050	
PUNTA TIP	LAMA - <i>BLADE</i>	LAMA LUNGA - <i>LONG BLADE</i>	
DIMENSIONI – <i>DIMENSIONS</i>	L = 70 mm	L = 153 mm	
SPESSORE LAMA <i>BLADE THICKNESS</i>	0,5 mm	0,5 mm	
LARGHEZZA LAMA <i>BLADE WIDTH</i>	2,3 mm	2,3 mm	
MODELLO MODEL	F 4049**	F 4044	F 4052
PUNTA TIP	PALLINA - <i>BALL</i> (Ø 2 mm)	PALLINA - <i>BALL</i> (Ø 4 mm)	AGO LUNGO - <i>LONG NEEDLE</i> (Ø 0,75 mm)
DIMENSIONI – <i>DIMENSIONS</i>	L = 54 mm	L = 70 mm	L = 152 mm
MODELLO MODEL	F 4048	F 4067	
PUNTA TIP	AGO - <i>NEEDLE</i> (Ø 0,65 mm)	PALLINA LUNGA- <i>LONG BALL</i> (Ø 4 mm)	
DIMENSIONI – <i>DIMENSIONS</i>	L = 70 mm	L = 156 mm	
MATERIALE ELETTRODO <i>ELECTRODE MATERIAL</i>	ACCIAIO INOX AISI <i>STAINLESS STEEL</i>		
ISOLAMENTO <i>INSULATION</i>	Materiale plastico <i>Plastic material</i>		
COMPATIBILITA' CON I MANIPOLI <i>COMPATIBILITY WITH PENCILS</i>	Tutti i manipoli con attacco universale 2,38 mm (3/32") <i>All pencils with universal connection 2,38 mm (3/32")</i>		
STERILIZZAZIONE <i>STERILISATION</i>	Ossido di Etilene ETO gas		
CONFORMITA' ALLA NORMATIVA <i>COMPLIANCE TO STANDARDS</i>	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97). Dispositivi in classe IIB <i>Directive 93/42/EEC. Class IIB device</i>		

**CONFEZIONAMENTO – PACKAGING**

CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	Singola in busta termosaldada di carta accoppiata con polietilene Singly packaged in sealed paper pouch coupled with polyethylene
CONFEZIONE VENDITA SALE PACKAGING	24 pezzi in scatola di cartone 24 pieces in carton box
IMMAGAZZINAMENTO STORAGE	Temperatura: 0 ÷ +50 °C – Umidità relativa: 20 ÷ 80% Temperature 0 ÷ +50 °C - Relative humidity: 20 ÷ 80%
SCADENZA EXPIRY	4 anni dalla data di produzione se conservati correttamente 4 years from production date if correctly stored

\*\*senza attacco esagonale / without hexagonal blocking system

52500100BR40