





FICHA TECNICA

INDICADOR QUIMICO PARA OXIDO DE ETILENO



TIPO	Indicador químico multivariable para Óxido de Etileno
REFERENCIA	CD16
DIMENSIONES	200 X 16mm
COMPOSICION	Soporte de cartulina impresa con indicador químico para esterilización por Óxido de Etileno. Troquelada a la mitad para facilitar el corte; con espacio para escritura de datos
PROCESADO	Aptas Para control de ciclos de OE puro y mezcla con CO ₂
APLICACIÓN	Para el control de rutina de los paquetes que son procesados en ciclo de esterilización por Óxido de Etileno
ALMACENAJE	Mantener en lugar fresco y seco, lejos de agentes esterilizantes, conservar en el embalaje original hasta el momento de uso o el mayor tiempo posible.
PRESENTACIÓN	Caja de 250 unidades.
CONFORMIDAD	ISO 11140 -1 - CLASE i4
MARCADO CE	NO



PROPIEDADES	NORMA	VALOR
Clasificación	ISO 11140-1	Clase i4
Cambio de color	ISO 11140-1	Rojo - Verde
Estabilidad del color	EN 867-1 (5.5.3)	60 meses
Soporte cartulina	ISO 536	185 gr/m ²
Diferencia del color soporte/ indicador	ISO 11140-1	>0.3 puntos
Cambio de color en O.E 600mg/l – 55°C	ISO 11140-1	45 minutos
Migración	EN 867-1 (5.5.2.)	Exento
Cambio de color en calor seco a 140° C	EN 867-3 anexo C	>30 minutos
Etiquetas y marcas	EN 980	Conforme
Caducidad	ISO 11140-1 anexo 1	5 años

GALL-ESTERIL, S.L.
 Ciudad del Transporte, Nave n° 25 – Políg. Ind. Del Tambre
 Tlf.: 981580770 // Fax: 981576013
 Aptdo. Correos n° 196 – 15890 – SANTIAGO
 Correo electrónico: info@gallesteril.com
<https://gallesteril.com>