

FICHA TÉCNICA

Estándar (1/1)	Estándar (3/4)	Estándar (1/2)	Cuerpo largo	Cuerpo ancho
				

Información de producto						
Descripción del artículo	Tapas para contenedores modelo estándar					
Medidas (mm)	585X280	465X280	295X280	710x280	600x400	Color
	Estándar (1/1)	Estándar (3/4)	Estándar (1/2)	Cuerpo largo	Cuerpo ancho	
Article No	C1-LF-01	C2-LF-01	C3-LF-01	C4-LF-01	C5-LF-01	
	C1-LF-02	C2-LF-02	C3-LF-02	C4-LF-02	C5-LF-02	
	C1-LF-03	C2-LF-03	C3-LF-03	C4-LF-03	C5-LF-03	
	C1-LF-04	C2-LF-04	C3-LF-04	C4-LF-04	C5-LF-04	
	C1-LF-05	C2-LF-05	C3-LF-05	C4-LF-05	C5-LF-05	
	C1-LF-06	C2-LF-06	C3-LF-06	C4-LF-06	C5-LF-06	
Uso previsto	Tapa para los contenedores de esterilización utilizados para el reprocesamiento, embalaje, transporte y almacenamiento de productos sanitarios antes, durante y después de la esterilización.					
Material	Tapa de 2 mm de aluminio anodizado, accesorios de acero inoxidable y silicona					
Propiedades	Los envases mantienen la esterilidad en condiciones de almacenamiento adecuadas. Aptos para apilamiento. La capacidad de carga recomendada está relacionada con la base utilizada. Se puede utilizar con filtro de papel o PTFE.					
Normativa aplicable	TS EN 868-8 2018, DIN EN 868-2, DIN 58953-9, EN 285, EN ISO 15883-1, EN ISO 17664, EN ISO 17665, EN ISO 11607-1					
Vida útil del producto	-					
Métodos de esterilización	Esterilización a vapor con pre-vacío					
Advertencias de uso	• ¡Los productos son NO ESTÉRILES! Deben limpiarse y esterilizarse antes de su uso siguiendo las instrucciones que figuran a continuación. • Los productos deben ser utilizados únicamente por personas con la formación, los conocimientos y la experiencia necesarios. • No utilizar para usos distintos de los previstos. • Lea las instrucciones de uso antes de cada utilización.					