




FICHA TECNICA

<p>TEJIDO SIN TEJER (SMS) SINTETICO AZUL PARA ENVOLTURA REF.: RELIANCE 440</p>	
--	--

TIPO	Papel Tejido sin tejer sintético para empaquetado
REFERENCIA	274XXXXXX
COMPOSICION	Lámina de Polipropileno trilaminado (SMS) de 44 gr/m ² . Fabricado en fibra sintética teñida en azul. Composición 100% de fibra de Polipropileno
PROCESADO	Por vapor de agua, O. Etileno, Formaldehído, Peróxido de Hidrógeno, Plasma Gas
APLICACIÓN	Como sistema de barrera estéril de un solo uso, para dispositivos o equipos que, por su forma o dimensiones requieren ser empaquetados. Cortado en formatos para acomodarse a las diferentes necesidades de empaquetado.
ALMACENAJE	Almacenar en condiciones standard, en sitio limpio y seco, mantener en su embalaje original hasta el momento de uso.
CONFORMIDAD	ISO 11607-1
MARCADO CE	SI Clase 1, sujeto a marcado CE



PROPIEDADES	NORMA	VALOR
MEDIDAS	EN 868-2. Apdo 7	desde 60 x 60cm hasta 137 x 137cm
Lamina de Polipropileno	ISO 536	44gr/m ²
Resistencia al estallido seco	ISO 2758	>306 KPa
Resistencia al estallido húmedo	ISO 3689	>306 KPa
pH del extracto acuoso	ISO 6588	6.26
Indice de Absorción de agua Cobb 60	ISO 535	0 gr/m ²
Resistencia al desgarro (Elmendorf)	ISO 6383	6537 mN
Contenido en sulfatos	ISO 9198	0.07%
Repelencia al agua	EN 868-2 Anexo E	>500min
Caducidad	5 años desde la fecha de fabricación	
Almacenaje recomendado	10-30° C - 30-60% H. relativa	

GALL-ESTERIL, S.L.
Ciudad del Transporte, Nave n° 25 – Políg. Ind. Del Tambre
Tlf.: 981580770 // Fax: 981576013
Aptdo. Correos n° 196 – 15890 – SANTIAGO
Correo electrónico: info@gallesteril.com
<https://gallesteril.com>



FICHA TECNICA

PROGRAMA DE MEDIDAS STANDARD

Codigo	Medidas	unidades/caja
274050500	50 x 50cm	350
274060600	60 x 60cm	350
274075750	75 x 75cm	150
274090900	90 x 90cm	150
274010100	100 x 100cm	150
274012120	120 x 120cm	100
274137137	137 x 137cm	100

Si desean formatos de diferentes medidas a las reseñadas, por favor, consultar.