




## FICHA TECNICA

### BOBINAS ULTRA



TIPO	Bobinas pelables de alta resistencia de fibra sintética
REFERENCIA	Tabla Anexa
COMPOSICION	Formadas por una cara con una lámina de fibra de poliolefina y otra de film plástico transparente (Poliéster-Polipropileno)
PROCESADO	Compatible con TODOS los sistemas de esterilización
APLICACIÓN	Para el envasado de dispositivos médicos en general, especialmente para bandejas, cajas y cestas pesadas o con aristas o elementos cortantes o punzantes.
ALMACENAJE	Mantener en lugar fresco y seco, lejos de agentes esterilizantes, conservar en el embalaje original hasta el momento de uso o el mayor tiempo posible.
CONFORMIDAD	ISO 11607 -1 Y 2; EN 868-5.
MARCADO CE	SI - Producto Sanitario Clase 1 (RD.1591/2.009)



PROPIEDADES	NORMA	VALOR
Lámina de Polipropileno trilaminado calandrado	ISO 536	93gr/m <sup>2</sup>
Film Poliéster – Polipropileno ( 12/40 µm)	ISO 536	53gr/m <sup>2</sup>
Deslaminación del film	EN 868-5 anexo B	Exento
Ancho de soldaduras	EN 868-5 anexo C	>9mm.
Indicador de proceso para Vapor	ISO 11140-1	Rosa a marrón
Resistencia del sellado en seco	ISO 1924-2	>3.5 N/15mm
Resistencia del sellado en húmedo	ISO 1924-2	>3.5 N/15mm
Pelabilidad ( arranque de fibras)	EN 868-5 anexo C	0 -Libre de fibra
Tolerancia en medidas ancho	EN 868-5 anexo E	± 3mm
Tolerancia en medidas longitud	EN 868-5 anexo E	± 10mm
Temperatura de sellado	EN 868-5 -4.7. a	145 - 155º C
Presión de sellado	EN 868-5 -4.7. a	90-120 N/mm <sup>2</sup>
Caducidad	5 años desde la fecha de fabricación	
Almacenaje recomendado	10-30º C – 30-60% de humedad relativa	
Toxicidad y Látex	Exento	

GALL-ESTERIL, S.L.

Ciudad del Transporte, Nave nº 25 – Políg. Ind. Del Tambre

15890 – SANTIAGO

Tlf.: 981580770

Correo electrónico: [info@gallesteril.com](mailto:info@gallesteril.com)

[www.gallesteril.com](http://www.gallesteril.com)



## FICHA TECNICA

### PROGRAMA DE MEDIDAS STANDARD

CÓDIGO	MEDIDAS	UNIDADES/CAJA
9ULT0507O	50 mm x 70 m	5
9ULT0807O	80 mm x 70 m	3
9ULT1207O	120 mm x 70 m	2
9ULT1607O	160 mm x 70 m	2
9ULT2207O	220 mm x 70 m	1
9ULT2507O	250 mm x 70 m	1
9ULT2857O	285 mm x 70 m	1
9ULT3207O	320 mm x 70 m	1
9ULT3807O	380 mm x 70 m	1
9ULT4207O	420 mm x 70 m	1
9ULT4707O	470 mm x 70 m	1
9ULT5207O	520 mm x 70m	1
9ULT5807O	580 mm x 70m	1

Si desean formatos de diferentes medidas a las reseñadas, por favor, consultar.

GALL-ESTERIL, S.L.  
Ciudad del Transporte, Nave nº 25 – Políg. Ind. Del Tambre  
15890 – SANTIAGO  
Tlf.: 981580770  
Correo electrónico: [info@gallesteril.com](mailto:info@gallesteril.com)  
[www.gallesteril.com](http://www.gallesteril.com)