



# FICHA TECNICA

TEJIDO SIN TEJER  
CELULOSICO AZUL  
PARA ENVOLTURA



TIPO	Papel Tejido sin tejer celulósico para empaquetado
REFERENCIA	TST-----
COMPOSICION	Lámina de Grado Médico de 58 gr/m <sup>2</sup> . Fabricado en Tejido sin tejer azul. Composición 96-98% Celulosa + 4-2 % de fibra de Poliéster
PROCESADO	Por vapor de agua, O. Etileno, Formaldehído
APLICACIÓN	Como sistema de barrera estéril de un solo uso, para dispositivos o equipos que, por su forma o dimensiones requieren ser empaquetados. Cortado en formatos para acomodarse a las diferentes necesidades de empaquetado.
ALMACENAJE	Almacenar en condiciones standard, en sitio limpio y seco, mantener en su embalaje original hasta el momento de uso.
CONFORMIDAD	ISO 11607-1
MARCADO CE	SI Clase 1, sujeto a marcado CE



PROPIEDADES	NORMA	VALOR
MEDIDAS	EN 868-2. Apdo 7	desde 40 x 40cm hasta 150 x 188cm
Papel de Grado Médico	ISO 536	57gr/m <sup>2</sup>
Resistencia al estallido seco	ISO 2758	>260 KPa
Resistencia al estallido húmedo	ISO 3689	>195 KPa
pH del extracto acuoso	ISO 6588	5.7
Indice de Absorción de agua - Cobb 60	ISO 535	10 gr/m <sup>2</sup>
Resistencia al desgarro (Elmendorf)	ISO 6383	1080 mN
Contenido en sulfatos	ISO 9198	0.194%
Repelencia al agua	EN 868-2 Anexo E	>120min
Caducidad	5 años desde la fecha de fabricación	
Almacenaje recomendado	10-30° C - 30-60% H. relativa	

**GALL-ESTERIL, S.L.**

Ciudad del Transporte, Nave n° 25 – Políg. Ind. Del Tambre

Tlf.: 981580770 // Fax: 981576013

Aptdo. Correos n° 196 – 15890 – SANTIAGO

Correo electrónico: [info@gallesteril.com](mailto:info@gallesteril.com)

[www.gallesteril.com](http://www.gallesteril.com)



# FICHA TECNICA

## PROGRAMA DE MEDIDAS STANDARD

Referencia	Medidas	unidades/caja
TST040040	40 x 40cm	500
TST050050	50 x 50cm	500
TST060060	60 x 60cm	500
TST075075	75 x 75cm	200
TST090090	90 x 90cm	200
TST100100	100 x 100cm	200
TST120120	120 x 120cm	100
TST137137	137 x 137cm	100
TST150188	150 x 188cm	50

Si desean formatos de diferentes medidas a las reseñadas, por favor, consultar.

GALL-ESTERIL, S.L.  
Ciudad del Transporte, Nave nº 25 – Políg. Ind. Del Tambre  
Tlf.: 981580770 // Fax: 981576013  
Aptdo. Correos nº 196 – 15890 – SANTIAGO  
Correo electrónico: [info@gallesteril.com](mailto:info@gallesteril.com)  
[www.gallesteril.com](http://www.gallesteril.com)