

neodisher® LaboClean FLA



Detergente muy alcalino especialmente indicado para lavadoras automáticas.

Sin fosfatos.

Sin agentes tensoactivos

Elimina Campos de aplicación

Grasas, aceites, restos de almidón, colorantes orgánicos, resinas, mahonesas, etc.

-Industria alimentaria-Industria de hidrocarburos y cosmética-Industria de colorantes.-Fábricas de cerveza.

neodisher® FLA contiene agentes alcalinos y agentes dispersantes. No ataca al acero inoxidable, materiales sintéticos, cerámicas y plásticos. No es apropiado para el lavado de metales coloreados y de aleaciones ligeras.

neodisher® FLA puede ser utilizado con todas las durezas del agua.

neodisher® FLA obedece a la legislación en vigor. Utilizado siguiendo las instrucciones del fabricante, ninguno de sus componentes entrañan inconveniente fisiológico u orgánico alguno.

DATOS TECNICOS

-Componentes: Agentes alcalinos

Agentes complejantes. Agentes dispersantes

-Peso específico(20°C) 1,4 g/cc.

-Valor pH (determinado en agua totalmente ablandada a 20°C)
3 a 8g/l: 12,2 - 12,6

-Viscosidad (concentrado, 20°C): 20 mPas aprox.

-Factor de titulación: 0,36 (según escala de neodisher)

-Indicaciones de almacenamiento: Proteger del frío.

INDICACIONES DE PELIGRO Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

-Corrosivo

-Hidróxido sódico líquido superior al 5%

Indicaciones de peligro:

-Puede provocar graves quemaduras.

Advertencias de seguridad:

-No dejar al alcance de los niños.

-En caso de proyección casual sobre los ojos, aclarar abundantemente con agua corriente y consultar al médico.

-En caso de contacto casual con la piel, aclarar abundantemente con agua corriente.

-Usar guantes para su manipulación, así como gafas y mascarilla protectora.

Ref. 498433 Bidón 5 litros

Ref. 411230 Bidón 10 litros



Ciudad del Transporte, Nave 25 - Políg. Ind. Del Tambre
Tlfos. (981) 580770-585090 – Fax (981) 576013
Aptdo. Correos nº 196 – 15890 – SANTIAGO
Correo electrónico: info@gallesteril.com

