

neodisher MediClean advanced

Versión: 1 / ES

Sustituye a la versión: - /
ES

Fecha de revisión:
01.08.2022

Fecha de impresión
27.02.23

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

neodisher MediClean advanced

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia o del preparado

productos de limpieza

Usos identificados

PC35

Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes)

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Dirección:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG

Mühlenhagen 85

D-20539 Hamburg

Teléfono

+49 40 789 60 0

Fax

+49 40 789 60 120

www.drweigert.com

Dirección de e-mail de la persona responsable de esta FDS:

sida@drweigert.de

1.4. Teléfono de emergencia

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91 562 04 20
(servicio durante las 24 horas del día, los 365 días del año)

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)

Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)

Skin Irrit. 2

H315

Eye Dam. 1

H318

El producto está clasificado y etiquetado según Reglamento (CE), nº 1272/2008.

Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

Marcación conforme al Reglamento (CE), nº 1272/2008

Pictogramas de peligro



Palabra de advertencia

Peligro

neodisher MediClean advanced

Versión: 1 / ES

Sustituye a la versión: - /
ES

Fecha de revisión:
01.08.2022

Fecha de impresión
27.02.23

Indicaciones de peligro

H315 Provoca irritación cutánea.
H318 Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia

P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
Eliminar el envase sólo vacío y bien cerrado. Para eliminar los residuos, por favor consulte la hoja de seguridad.
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91 562 04 20

Componente(s) determinativo(s) de peligro para su etiquetación (Reglamento (CE)1272/2008)

contiene 1-aminopropan-2-ol; trisodium
2-(carboxylatomethyl(2-hydroxyethyl)amino)ethyliminodi(acetate)

EUH208 Contiene subtilisina, Puede provocar una reacción alérgica.

2.3. Otros peligros

No se conocen peligros a indicar específicamente.
El producto no contiene sustancias PBT. El producto contiene ningunas sustancias vPvB. Este producto no contiene ninguna sustancia con alteradores endocrinos por lo que respecta a humanos. El producto no contiene ninguna sustancia con alteradores endocrinos por lo que respecta a organismos no objetivo.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Componentes peligrosos

1-aminopropan-2-ol

| | | | | |
|----------------------------------------------|------------------|------|----------------------------|--|
| No. CAS | 78-96-6 | | | |
| No. EINECS | 201-162-7 | | | |
| Número de registro | 01-2119475331-43 | | | |
| Concentración | >= 1 | < 10 | % | |
| Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008) | Acute Tox. 4 | H312 | Vía de exposición: dérmica | |
| | Skin Corr. 1B | H314 | | |
| | Eye Dam. 1 | H318 | | |

trisodium 2-(carboxylatomethyl(2-hydroxyethyl)amino)ethyliminodi(acetate)

| | | | | |
|----------------------------------------------|------------------|------|-------------------------|--|
| No. CAS | 139-89-9 | | | |
| No. EINECS | 205-381-9 | | | |
| Número de registro | 01-2119972845-22 | | | |
| Concentración | >= 1 | < 10 | % | |
| Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008) | Acute Tox. 4 | H302 | Vía de exposición: oral | |
| | Eye Dam. 1 | H318 | | |

fatty alcohols, alkoxylated

| | | | | |
|----------------------------------------------|-------------|-----|---|--|
| No. CAS | 120313-48-6 | | | |
| Concentración | >= 0,1 | < 1 | % | |
| Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008) | | | | |

neodisher MediClean advanced

Versión: 1 / ES

Sustituye a la versión: - /
ES

Fecha de revisión:
01.08.2022

Fecha de impresión
27.02.23

| | |
|-------------------|------|
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| Aquatic Acute 1 | H400 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

subtilisina

| | | | | |
|----------------------------------------------|------------------|---|---|-------------------------|
| No. CAS | 9014-01-1 | | | |
| No. EINECS | 232-752-2 | | | |
| Número de registro | 01-2119480434-38 | | | |
| Concentración | >= 0,1 | < | 1 | % |
| Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008) | | | | |
| Acute Tox. 4 | H302 | | | Vía de exposición: oral |
| Skin Irrit. 2 | H315 | | | |
| Eye Dam. 1 | H318 | | | |
| Resp. Sens. 1 | H334 | | | |
| STOT SE 3 | H335 | | | |
| Aquatic Acute 1 | H400 | | | |
| Aquatic Chronic 2 | H411 | | | |

sodium lauroylsarcosinate

| | | | | |
|----------------------------------------------|------------------|---|---|---|
| No. CAS | 137-16-6 | | | |
| No. EINECS | 205-281-5 | | | |
| Número de registro | 01-2119527780-39 | | | |
| Concentración | >= 0,1 | < | 1 | % |
| Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008) | | | | |
| Acute Tox. 2 | H330 | | | |
| Skin Irrit. 2 | H315 | | | |
| Eye Dam. 1 | H318 | | | |

Límites de concentración (Reglamento (CE) nº 1272/2008)

| | | |
|---------------|------|--------------|
| Acute Tox. 2 | H330 | > 34,5 % |
| Acute Tox. 4 | H332 | <= 34,5 % |
| Skin Irrit. 2 | H315 | > 30 % |
| Eye Irrit. 2 | H319 | >= 1 <= 30 % |

Otros componentes

2,2',2''-nitritotriethanol

| | | | | |
|----------------------------------------------|------------------|---|----|---|
| No. CAS | 102-71-6 | | | |
| No. EINECS | 203-049-8 | | | |
| Número de registro | 01-2119486482-31 | | | |
| Concentración | >= 10 | < | 25 | % |
| Referencia: [3] | | | | |
| Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008) | | | | |
| Eye Irrit. 2 | H319 | | | |

1,2-propylene glycole

| | | | | |
|--------------------|------------------|---|----|---|
| No. CAS | 57-55-6 | | | |
| No. EINECS | 200-338-0 | | | |
| Número de registro | 01-2119456809-23 | | | |
| Concentración | >= 1 | < | 10 | % |
| Referencia: [3] | | | | |

Observan

[3] Sustancia con valores límite de exposición laboral

Otras informaciones

Texto exacto de las frases H: véase sección 16

neodisher MediClean advanced

Versión: 1 / ES

Sustituye a la versión: - /
ES

Fecha de revisión:
01.08.2022

Fecha de impresión
27.02.23

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Indicaciones generales

Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada y retirarla de forma controlada.

Si es inhalado

Procurar aire fresco. Si se sienten molestias, acudir al médico.

En caso de contacto con la piel

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con mucha agua. Si persisten los síntomas de irritación, acudir al médico.

En caso de contacto con los ojos

Lavar los ojos afectados inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos. Si se producen irritaciones oculares, acudir al médico.

Si es tragado

Enjuagar la boca cuidadosamente y a fondo con agua.

Autoprotección del socorrista

Primer socorrista: preste atención a su propia seguridad.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Hasta la fecha, no se conocen síntomas.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico / Riesgos

Al ser tomado pueden presentarse vómitos seguidos que pueden causar la aspiración

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados

El producto en sí no es combustible; tomar las medidas contra incendios según las características del incendio en las proximidades del producto.

Agentes de extinción inadecuados

Chorro de agua

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio pueden formarse gases peligrosos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para los bomberos

No respirar los gases de la explosión y/o combustión. En caso de incendio, llevar equipo respiratorio adecuado.

Otras informaciones

El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado. Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Observar medida de protección (ver Secciones 7 y 8).

neodisher MediClean advanced

Versión: 1 / ES

Sustituye a la versión: - /
ES

Fecha de revisión:
01.08.2022

Fecha de impresión
27.02.23

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger con materiales absorbentes adecuados. Eliminar el material recogido de forma reglamentaria.

6.4. Referencia a otras secciones

Observar medida de protección (ver Secciones 7 y 8).

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura

Evitar la formación de aerosol. Observar las medidas de precaución habituales en el manejo de productos químicos. Manténgase el recipiente bien cerrado.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión

El producto no es combustible.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Temperatura de almacenamiento recomendada

Valor > 0 < 25 °C

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes

Conservar en su envase original, herméticamente cerrado. Ventilar bien los almacenes. Cerrar con cuidado los depósitos abiertos y mantenerlos de pie para evitar cualquier derrame.

Clases de almacenamiento

Clase de almacenamiento 10-13 Otras sustancias combustibles y no combustibles según TRGS 510

Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento

Proteger de temperaturas elevadas y de los rayos solares directos. Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco.

7.3. Usos específicos finales

ningunos datos

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Valores límite de la exposición

2,2',2''-nitritotrietanol

Lista VLA
Valor 5 mg/m³

Subtilisina

Lista VLA
Valor límite de exposición a 0,00006 mg/m³
corto plazo
Observaciones: Sen

Otras informaciones

No se conocen otros parámetros a vigilar.

8.2. Controles de la exposición

Disposiciones de ingeniería / Medidas de higiene

Tener preparado dispositivo lavajos. No respirar los gases/vapores/aerosoles. Evítese el contacto con

neodisher MediClean advanced

Versión: 1 / ES

Sustituye a la versión: - /
ES

Fecha de revisión:
01.08.2022

Fecha de impresión
27.02.23

los ojos y la piel. No fumar, ni comer o beber durante el trabajo. Lavarse las manos antes de los descansos y al terminar el trabajo.

Protección respiratoria - Nota

No es requerido pero se debe evitar aspiración de los vapores; Cuando se traspasen los valores límites del puesto de trabajo, se deberá llevar un aparato de protección respiratoria autorizado para este fin.

Protección de las manos

Guantes resistentes a productos químicos

Uso Permanente contacto con la mano
Material adecuado neopreno

Espesor del guante \geq 0,65 mm

Tiempo de perforación $>$ 480 min

Material adecuado nitrilo

Espesor del guante \geq 0,4 mm

Tiempo de perforación $>$ 480 min

Material adecuado butilo

Espesor del guante \geq 0,7 mm

Tiempo de perforación $>$ 480 min

Uso Breve contacto con la mano

Material adecuado nitrilo

Espesor del guante \geq 0,11 mm

Protección de las manos debe cumplir con EN 374.

Protección de los ojos

Gafas protectoras con protección lateral; Protección de los ojos debe cumplir con EN 166.

Protección Corporal

Ropa de trabajo usual en la industria química.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado del agregado líquido transparente

Color amarillento

Olor característico

Punto de fusión

Observaciones No determinado

Punto de congelación

Observaciones No determinado

Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición

Observaciones No determinado

Inflamabilidad

comentario No aplicable

Límite superior e inferior de explosividad

Observaciones No aplicable

Punto de ignición

Observaciones No aplicable

Temperatura de ignición

Observaciones No aplicable

Temperatura de descomposición

Observaciones

Observaciones No determinado

valor pH

neodisher MediClean advanced

Versión: 1 / ES

Sustituye a la versión: - /
ES

Fecha de revisión:
01.08.2022

Fecha de impresión
27.02.23

Valor 10,6
temperatura 20 °C

Viscosidad

cinemática

Valor < 10 mm²/s
temperatura 20 °C

Solubilidad(es)

Observaciones No determinado

Coefficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)

Observaciones No determinado

Presión de vapor

Observaciones No determinado

Densidad y/o densidad relativa

Valor 1,14 g/cm³
temperatura 20 °C

Densidad relativa de vapor

Observaciones No determinado

9.2. Otros datos

Límite de mal olor

Observaciones No determinado

Coefficiente de evaporación

Observaciones No determinado

Hidrosolubilidad

Observaciones soluble

Propiedades explosivas

comentario no

Propiedades comburentes

comentario No se conocen.

Otras informaciones

No se conocen.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.

10.2. Estabilidad química

No se conocen reacciones peligrosas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas.

10.4. Condiciones que deben evitarse

No se conocen reacciones peligrosas.

10.5. Materiales incompatibles

Reacción con ácidos y oxidantes fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

No se conocen productos de descomposición peligrosos.

neodisher MediClean advanced

Versión: 1 / ES

Sustituye a la versión: - /
ES

Fecha de revisión:
01.08.2022

Fecha de impresión
27.02.23

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidad agua por vía oral

| | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| ATE | > | 2000 | mg/kg |
| método | Determinación por cálculo (Reglamento (CE)1272/2008) | | |
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. | | |

Toxicidad agua por vía oral (Componentes)

1-Aminopropan-2-ol

| | | |
|----------|---------------|-------|
| Especies | rata (machos) | |
| DL50 | 2813 | mg/kg |

trisodium 2-(carboxylatomethyl(2-hydroxyethyl)amino)ethyliminodi(acetate)

| | | |
|----------|----------|-------|
| Especies | rata | |
| DL50 | 1612 | mg/kg |
| método | OCDE 401 | |

Toxicidad dérmica aguda

| | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| ATE | > | 2000 | mg/kg |
| método | Determinación por cálculo (Reglamento (CE)1272/2008) | | |
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. | | |

Toxicidad dérmica aguda (Componentes)

1-Aminopropan-2-ol

| | | |
|----------|--------|-------|
| Especies | conejo | |
| DL50 | 1851 | mg/kg |

Toxicidad aguda por inhalación

| | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| ATE | > | 100 | mg/l |
| Administración/Forma | Vapores | | |
| método | Determinación por cálculo (Reglamento (CE)1272/2008) | | |
| ATE | > | 20 | mg/l |
| Administración/Forma | Polvo/Niebla | | |
| método | Determinación por cálculo (Reglamento (CE)1272/2008) | | |
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. | | |

Corrosión o irritación cutáneas

| | |
|---------------|-------------------------------------------------|
| comentario | irritante |
| Observaciones | Se han cumplido los criterios de clasificación. |

lesiones o irritación ocular graves

| | |
|---------------|-------------------------------------------------|
| comentario | corrosivo |
| Observaciones | Se han cumplido los criterios de clasificación. |

sensibilización

| | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|

Subagudo, subcrónico y toxicidad prolongada

| | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|

Mutagenicidad

| | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| Observaciones | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|

neodisher MediClean advanced

Versión: 1 / ES

Sustituye a la versión: - /
ES

Fecha de revisión:
01.08.2022

Fecha de impresión
27.02.23

clasificación.

Toxicidad para la reproducción

Observaciones

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad

Observaciones

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)

Exposición única

Observaciones

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Exposición repetida

Observaciones

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro por aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

11.2 Información sobre otros peligros

Propiedades de alteración endocrina por lo que respecta a humanos

El producto no contiene ninguna sustancia con alteradores endocrinos por lo que respecta a humanos.

Experiencias de la práctica

La inhalación puede causar irritaciones de las vías respiratorias.

Otras informaciones

No existen más datos sobre las informaciones indicadas en este subapartado en relación con el producto.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1. Toxicidad

Indicaciones generales

No determinado

Toxicidad para los peces (Componentes)

fatty alcohols, alkoxylated

Especies

Orfo dorado (*Leuciscus idus*)

CL50

1

a

10

mg/l

Tiempo de exposición

96

h

Toxicidad para dafnia (Componentes)

fatty alcohols, alkoxylated

Especies

Daphnia magna

CE50

0,1

a

1

mg/l

Tiempo de exposición

48

h

método

OCDE 202

Toxicidad para las algas (Componentes)

fatty alcohols, alkoxylated

Especies

Scenedesmus subspicatus

CE50

0,1

a

1

mg/l

Tiempo de exposición

72

h

método

OCDE 201

12.2. Persistencia y degradabilidad

neodisher MediClean advanced

Versión: 1 / ES

Sustituye a la versión: - /
ES

Fecha de revisión:
01.08.2022

Fecha de impresión
27.02.23

Indicaciones generales

No determinado

12.3. Potencial de bioacumulación

Indicaciones generales

No determinado

Coefficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)

Observaciones

No determinado

12.4. Movilidad en el suelo

Indicaciones generales

No determinado

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Resultados de la valoración PBT y mPmB

El producto contiene ningunas sustancias PBT o vPvB.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

Propiedades de alteración endocrina por lo que respecta al medio ambiente

El producto no contiene ninguna sustancia con alteradores endocrinos por lo que respecta a organismos no objetivo.

12.7. Otros efectos adversos

Indicaciones generales

No determinado

Información complementaria sobre la ecología

El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes. Se debe impedir que el producto pase de forma incontrolada al medio ambiente.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Residuos

Código de residuos CER 18 01 06* Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

Código de residuos CER 20 01 29* Detergentes que contienen sustancias peligrosas
Se recomiendan los códigos de residuos según el Catálogo Europeo de Residuos (CER) indicados. La determinación definitiva se deberá realizar de acuerdo con la empresa regional de eliminación de residuos.

Envases contaminados

Código de residuos CER 15 01 02 Envases de plástico

Envases/embalajes totalmente vacíos pueden destinarse a reciclaje.

Código de residuos CER 15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas

Envases/embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de acuerdo con la empresa regional de eliminación de residuos.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

neodisher MediClean advanced

Versión: 1 / ES

Sustituye a la versión: - /
ES

Fecha de revisión:
01.08.2022

Fecha de impresión
27.02.23

| | Transporte terrestre ADR/RID | Transporte marítimo IMDG/GGVSee | Transporte aéreo |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Número ONU o número ID | El producto no es una sustancia peligrosa en el transporte terrestre. | El producto no es una sustancia peligrosa en el transporte marítimo. | El producto no es una sustancia peligrosa en el transporte aéreo. |

Información para todos los modos de transporte

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Véanse secciones 6 a 8

Otros informes

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Componentes (Reglamento (CE) no 648/2004)

igual o superior al 5 % pero inferior al 15 %:

fosfonatos

inferior al 5 %:

tensioactivos aniónicos, tensioactivos no iónicos

Otros componentes

enzimas

15.2. Evaluación de la seguridad química

Para este preparado no se ha realizado ninguna valoración de la seguridad química.

SECCIÓN 16. Otra información

Clasificación y procedimiento empleado para derivar la clasificación de las mezclas de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]:

Clasificación (Reglamento (CE) n.º 1272/2008)

| | |
|---------------|------|
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| Eye Dam. 1 | H318 |

Frases H de la sección 2/3

| | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| H302 | Nocivo en caso de ingestión. |
| H312 | Nocivo en contacto con la piel. |
| H314 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. |
| H315 | Provoca irritación cutánea. |
| H318 | Provoca lesiones oculares graves. |
| H330 | Mortal si se inhala. |
| H334 | Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala. |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias. |
| H400 | Muy tóxico para los organismos acuáticos. |
| H411 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| H412 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

Categorías CLP de la sección 2/3

| | |
|--------------|------------------------------|
| Acute Tox. 2 | Toxicidad aguda, Categoría 2 |
| Acute Tox. 4 | Toxicidad aguda, Categoría 4 |

neodisher MediClean advanced

Versión: 1 / ES

Sustituye a la versión: - /
ES

Fecha de revisión:
01.08.2022

Fecha de impresión
27.02.23

| | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute 1 | Peligroso para el medio ambiente acuático, agudo, Categoría 1 |
| Aquatic Chronic 2 | Peligroso para el medio ambiente acuático, crónico, Categoría 2 |
| Aquatic Chronic 3 | Peligroso para el medio ambiente acuático, crónico, Categoría 3 |
| Eye Dam. 1 | Lesiones oculares graves, Categoría 1 |
| Resp. Sens. 1 | Sensibilización respiratoria, Categoría 1 |
| Skin Corr. 1B | Corrosión cutáneas, Categoría 1B |
| Skin Irrit. 2 | Irritación cutáneas, Categoría 2 |
| STOT SE 3 | Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), Categoría 3 |

Abreviaturas

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
ICAO: International Civil Aviation Organization
IATA: International Air Transport Association
IBC: Intermediate Bulk Container
CAS: Chemical Abstracts Service
VOC: Volatile Organic Compound
LD: Lethal dose
LC: Lethal concentration
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative
SVHC: Substances of very high concern
MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)
ISO: International Organization for Standardization
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
IMO: International Maritime Organization
UN: United Nations
EU: European Union

Información complementaria

Las modificaciones relevantes en relación con la versión anterior de esta ficha de datos de seguridad están marcados con : ***

Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos.